

## Cutimed® HydroControl



### Apósitos hidropolimérico absorbente.

Cutimed® HydroControl es un apósito hidropolimérico absorbente estéril que controla las condiciones de humedad de la herida y promueve una cicatrización óptima, en heridas crónicas secas y con niveles de exudado ligero a moderado.

La capa hidropolimérica del apósito evita que la herida se seque y crea un ambiente húmedo adecuado para la cicatrización de la herida mediante la absorción de exudado. La hidratación parcial del apósito da soporte al proceso de desbridamiento autolítico. La película de poliuretano proporciona una barrera de baja fricción altamente transpirable, resistente al agua, virus y bacterias. La estructura porosa hace que el apósito sea particularmente flexible. La elevada permeabilidad al vapor de agua (MVTR) de los poros reduce el riesgo de acumulación de fluidos y de maceración.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Estéril.**
- **Estimula y facilita el desbridamiento autolítico** por un efecto osmótico. El apósito funciona por medio del principio físico de la ósmosis. A medida que absorbe el exudado, la osmolaridad del lecho de la herida aumenta. Esto estimula la perfusión de exudado hacia el lecho de la herida desde los tejidos circundantes, facilitando el desbridamiento autolítico.
- **Excelente gestión del exudado:** garantiza alta seguridad terapéutica, ya que el exudado es absorbido verticalmente y retenido en el apósito.
- **Equilibrio óptimo de humedad:** la combinación de flexiporos, película de poliuretano y una matriz de gel hidropolimérico proporciona un entorno ideal para facilitar la cura en el ambiente húmedo.
- **Diseño innovador:** apósito fino, se puede cortar y es fácil de aplicar, combinando la comodidad para el paciente con un alto rendimiento.
- **Color carne** para una apariencia discreta.
- **Se puede cortar**, para garantizar un ajuste óptimo a la herida.
- **No se adhiere al lecho de la herida:** protege el tejido de granulación y epitelial.
- **Barrera frente bacterias y virus.**
- **El fluido absorbido se distribuye de manera homogénea** dentro del apósito
- **Baja superficie de fricción.**

### INDICACIONES

Indicado en heridas crónicas secas y con niveles de exudado ligero a moderado, como úlceras de etiología mixta (venosa, arterial), úlceras en las piernas, úlceras por presión, úlceras diabéticas. Puede ser utilizado bajo un vendaje de compresión.

### CONTRAINDICACIONES

Cutimed® HydroControl no está indicado para implantaciones quirúrgicas, para el tratamiento de heridas muy exudativas, para controlar el sangrado abundante, para quemaduras de tercer grado o para la colocación en heridas cavitadas profundas o los senos paranasales.

### COMPOSICIÓN

Película de poliuretano semipermeable ultrafina.

Capa adhesiva porosa de hidropolímero absorbente compatible con la piel.

### ESTERILIDAD

El producto se suministra estéril, esterilizado con rayos gama.

La esterilización se realiza con métodos normalizados y validados de acuerdo con la norma EN 11137:2015 y en pleno cumplimiento de los requisitos esenciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42CEE y la norma UNE EN 556.

## PRESENTACIÓN

Envase individual estéril  
La caja tiene la marca CE y código de barras.

## DURABILIDAD

Cutimed® HydroControl puede permanecer colocado hasta siete días, dependiendo de las condiciones de la herida. La duración total de contacto, cuando el tratamiento implica la aplicación consecutiva de apósitos individuales, es de 30 días.

## RECOMENDACIONES/ PRECAUCIONES DE USO

Cutimed® HydroControl es de un solo uso. No utilizar si el envase está abierto o dañado, puesto que la esterilidad del apósito sólo está garantizada cuando el envase está sin abrir y sin dañar antes de su utilización.

No utilizar en pacientes con hipersensibilidad conocida a la glicerina o hidrogeles. En caso de intolerancia, retirar el apósito y limpiar la cuidadosamente la herida con agua o suero fisiológico estéril.

El apósito puede humedecerse con suero fisiológico estéril para facilitar su retirada.

Los restos de gel que permanezcan en el lecho de la herida tras la retirada del apósito, pueden ser eliminados mediante irrigación con suero fisiológico estéril o agua.

Durante el proceso fisiológico de cicatrización, el tejido no viable es eliminado de la herida por lo que inicialmente la herida puede parecer más grande. Si la herida continúa aumentado de tamaño después de los primeros cambios de apósito, es necesario consultar un profesional de la salud.

Como Cutimed® HydroControl crea un ambiente que favorece el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos recién formados, siendo más frágiles, pueden producir ocasionalmente un fluido sanguinolento. En caso de sangrado excesivo, el apósito puede utilizarse conjuntamente con un apósito de alginato.

Siempre que sean necesarias, deben adoptarse medidas de soporte apropiadas como la compresión en el caso de úlceras venosas en las piernas, o medidas para la reducción de la presión en el caso de síndrome del pie diabético y úlceras por presión, antibioterapia sistémica. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad.

El apósito tiende a hincharse en contacto con agua, por ejemplo, durante el baño o la ducha. Por lo que se recomienda reducir al mínimo el tiempo de ducha/baño en casos de tratamientos de larga duración.

No existe información que soporte a la utilización de preparaciones medicinales de uso tópico en combinación con Cutimed® HydroControl. No utilizar en radioterapia.

Sólo para uso externo.

## PRESENTACIÓN

Código de producto	Medida	Unidades / Envase	Unidades / Embalaje	Envases / Embalaje	EAN Unidad	EAN Envase	EAN Embalaje
73231-00000-00	4,5cm x 4,5cm	10 un	300 un	30 cajas	4042809526042	4042809525694	4042809525700
73231-00001-00	7,5cm x 7,5cm	10 un	300 un	30 cajas	4042809526059	4042809525731	4042809525748
73231-00002-00	10cm x 10cm	10 un	100 un	10 cajas	4042809526066	4042809525724	4042809525755
73231-00003-00	15cm x 15cm	5 un	50 un	10 cajas	4042809526073	4042809525762	4042809525779

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
<b>Clase CE</b> IIb, estéril  <b>BSN medical SLU</b> ISO 9001:2008 			 3 años       25°C	 BSN Medical GmbH Quickbornstrasse 24 D-20253 Hamburg. Alemania  <b>Distribuidor</b> BSN medical SLU

### Leyenda símbolos



No contiene látex en formulación



Producto esterilizado con rayos gamma



Fabricante



Caducidad



Manténgase en lugar seco



No exponer el producto a la radiación solar

### BSN medical SLU

Avda Baix Llobregat 3-5, Edificio Bayer, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención cliente: 93.521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10

B62495882

[www.bsnmedical.com.es](http://www.bsnmedical.com.es)