


GUANTE NITRILO RH 8



DESCRIPCIÓN

Guante de examen de nitrilo de Alta Resistencia (High Risk), sin polvo, color morado, desechable. Ambidiestro.

Interior: sin polvo y clorinados para facilitar el calzado.

Terminación: bordillo enrollado.

Superficie: micro texturizada en dedos para facilitar la función antideslizante.

Peso (g): $10,6\pm 1,5$ (S), $11,4\pm 1,5$ (M), $12,5\pm 1,5$ (L), $13,5\pm 1,5$ (XL)(AQL4.0).

Longitud (mm): 300 ± 15 (AQL4.0).

Ancho(mm): 84 ± 10 (S), 94 ± 10 (M), 105 ± 10 (L), 113 ± 10 (XL)(AQL4.0).

Espesor en palma(mm): $\geq 0,16$ (AQL4.0).

AQLparadefectoscríticosde1.5, mayores de2.5 ymenoresde4.0.

Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso previsto.

Este guante está fabricado con materiales que no se conoce que produzcan alergia, sin embargo, en individuos propensos a ello, se pueden presentar reacciones de rechazo. Examine los guantes para detectar cualquier defecto o imperfección, antes de su uso y una vez calzados.

Introduzca la mano en el guante asegurándose de que toda la palma de la mano queda por encima del puño del guante. Desechar tras su uso de acuerdo con las normas vigentes.

Almacene en un lugar fresco y seco. Las cajas abiertas deben mantenerse alejadas de la luz fluorescente y de la luz solar. Los guantes se envasan en una bolsa, que es adecuada para su transporte; conserve los guantes en su embalaje original cuando no estén en uso.

FABRICANTE

Cuatro Gasa