

## Hydrofilm Roll



Nº espec: P 7.4025  
Dpto.: RA-PHSA  
Fecha: 12/12/2008  
Página: 1 de 3

### Descripción general del producto

Hydrofilm Roll es un film de poliuretano para la retención de heridas y la sujeción de cánulas y catéteres con adhesivo acrílico hipoalergénico. Elástico en ambas direcciones, impermeable al agua y las bacterias, transpirable, se adhiere fácilmente, puede despegarse si dolor y no deja residuos. No absorbe los Rayos X.

Hydrofilm Roll lleva el marcado CE de acuerdo con la Directiva EU 93/42/CE y el Real Decreto 1591/2009 para productos sanitarios. Los productos están clasificados como productos sanitarios clase I.

Se ha realizado una evaluación de conformidad para Hydrofilm Roll que ha demostrado que el producto satisface todos los requisitos aplicables de la citada directiva. Por lo tanto, la seguridad y el rendimiento de Hydrofilm Roll quedan garantizados si el producto se utiliza según la finalidad prevista.

### Aplicaciones e indicaciones

Para la fijación de gasas o apósitos que estén cubriendo una herida. Se puede aplicar en cualquier campo médico, es ideal para la retención de instrumentos médicos, cánulas, catéteres.

### Presentaciones

Referencia	Presentaciones		Unidades por caja	Cupón precinto
685790	Hydrofilm Roll	5cmx10m	1 unidad	157238
685791	Hydrofilm Roll	10cmx2m	1 unidad	157237
685792	Hydrofilm roll	10cmx10m	1 unidad	-
685793	Hydrofilm roll	15cm x 10m	1 unidad	-
685790	Hydrofilm roll	5cm x 10m	1 unidad	-
685791	Hydrofilm roll	10cm x 2m	1 unidad	-

## Hydrofilm Roll



Nº espec: P 7.4025  
Dpto.: RA-PHSA  
Fecha: 12/12/2008  
Página: 2 de 3

### Características del producto

#### Composición / Materiales

Soporte: Poliuretano.  
Adhesivo: Adhesivo acrílico, transparente e hipoalergénico.  
Papel Siliconado: Papel siliconado impreso.

### Características del producto

#### Propiedades específicas de producto

**Látex:** No contiene látex

#### Normas aplicables:

Cumple con los ensayos de citotoxicidad, irritación y sensibilización dérmica según la norma UNE EN ISO 10993.

### Requerimientos de producto

Referencia	Dimensiones del apósito
685790	5cmx10m
685791	10cmx2m
685792	10cmx10m
685793	15cm x 10m
685790	5cm x 10m
685791	10cm x 2m

Soporte: Grosor:  $26 \pm 4\mu\text{m}$ .  
Adhesivo: Gramaje:  $40 \pm 5 \text{ g/m}^2$ .  
Papel Siliconado: Gramaje:  $60\text{g/m}^2$ .

## Hydrofilm Roll



Nº espec: P 7.4025  
Dpto.: RA-PHSA  
Fecha: 12/12/2008  
Página: 3 de 3

## Etiquetado

Número de lote de 8 cifras (ejemplo):

<b>LOT</b>	7	50	XXXXX
	Año	Semana de producción	Código de uso interno

Fecha de caducidad (ejemplo):

	2015	06
	Año	Mes

Caducidad: 5 años.

## Acondicionamiento

En cajas de embalaje cerradas con cinta adhesiva según DIN, y éstas debidamente colocadas en un Euro-pallet.

**Condiciones de almacenamiento:** conservar en lugar fresco y seco.