

La mascarilla facial más adaptable y con broches magnéticos

La mascarilla AirFit F20 incluye la innovadora almohadilla InfinitySeal™ probada con las presiones de tratamiento más altas, y está diseñada para adaptarse cómodamente a pacientes con cualquier forma o tamaño de rostro. Según un estudio internacional, la AirFit F20 se ajusta al 96.5% de los pacientes.^{1, 2, 3, 4}

Sellado resistente

Gracias a su almohadilla de silicona InfinitySeal, AirFit F20 permite el movimiento a la vez que impide que se produzcan fugas y tolera los desajustes. El 86% de los pacientes preferían el sellado de la mascarilla AirFit F20 frente al de la mascarilla facial líder del mercado.¹

Comodidad

El armazón flexible con forro acolchado añade mayor comodidad al tiempo que ofrece una estabilidad total y una mayor libertad visual.

Colocación rápida

Ponerse y quitarse la mascarilla es cómodo y fácil gracias a los broches magnéticos que permiten conectar el arnés al armazón en cuestión de segundos. El 74% de los pacientes afirmaron que la mascarilla AirFit F20 es más fácil de usar que la mascarilla facial líder del mercado.¹

Muy silenciosa: solo 21 dBA⁵

ResMed AirFit F20 incorpora la ventilación QuietAir™, haciendo que ésta sea la mascarilla más silenciosa de ResMed, con un nivel de ruido de solo 21 dBA. Ideal para aquellos pacientes y sus parejas que que son reacios a dormir con un equipo de terapia. Esta mascarilla reduce el ruido y el aire exhalado de forma significativa.



AirFit F20



AirFit F20
for Her




¹Estudio interno de 22 pacientes de ResMed realizado entre 26/04/2016 y 27/05/2016 en el que se comparaba la mascarilla líder del mercado con la AirFit F20. Estudio preliminar de pacientes – datos de archivo; ID A3810791.

²Estudio de ajuste interno de la AirFit F20 de ResMed en 27 pacientes de ResMed y otros pacientes realizado entre 30/03/2016 y 04/04/2016. Estudio preliminar de pacientes – datos de archivo; ID A3751086.

³Estudio de ajuste interno internacional de la AirFit F20 de ResMed en 34 pacientes de ResMed y otros pacientes realizado entre 11/04/2016 y 15/04/2016. Estudio preliminar de pacientes – datos de archivo; ID A3774922.

⁴Estudio de ajuste interno internacional de la AirFit F20 de ResMed en 90 pacientes de ResMed y otros pacientes realizado entre 06/06/2016 y 22/06/2016. Estudio preliminar de pacientes – datos de archivo; ID A3830701.

⁵Prueba interna de ResMed: Verificación del codo de difusión Newcastle (EA76) - Perturbaciones, sistema de sonido y presión; ID: A4114547.



AirFit™ F20

Full face mask

Componente	Referencia	
Arnés	(S)	63470
	(MT)	63471
	(L)	63472
Arnés for Her		63473
Almohadilla	(S)	63467
	(M)	63468
	(L)	63469
Armazón		63465
Armazón for Her		63466
Clip para el arnés	(x2)	63475
Codo normal		63476
Codo QuietAir		63494

Talla	AirFit F20			AirFit F20 para Ella	
	Pequeña (S)	Mediana (M)	Grande (L)	Pequeña (S)	Mediana (M)
EUR 1 - con codo normal	63405	63406	63407	63408	63409
EUR 2 - con codo normal	63410	63411	63412	63413	63414
EUR 3 - con codo normal	63415	63416	63417	63418	63419
EUR 1 - con codo QuietAir	64005	64006	64007	64008	64009
EUR 4* - con codo QuietAir	64010	64011	64012	64013	64014

*EUR 4 = EUR 2 + EUR 3 excluido ruso, estonio, húngaro y rumano