

# AQUA ECOLAV®

## AGUA DESTILADA PARA IRRIGACIÓN

### COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

1000 ml de solución contienen:  
Agua para inyectables c.s.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica.

### INDICACIONES TERAPÉUTICAS

Para irrigación y lavado durante intervenciones quirúrgicas. Para irrigación de heridas y quemaduras. Para humedecer heridas cerradas, vendajes. Para enjuague y limpieza de los catéteres para vejiga. Para irrigación y limpieza en cuidados de estoma. Para rellenar humidificadores respiratorios. Para irrigación y limpieza del equipo e instrumental.

### CADUCIDAD

5 años des de fecha de fabricación.

### DESCRIPCIÓN DEL ENVASE

Envase flexible de polietileno, sin aditivos, de un solo componente. Totalmente reciclable. Apertura rápida "twist-off" (de torsión).

Diseño ergonómico: el diámetro de la botella y su formato tipo cilindro es apropiado para obtener un mayor control de la presión y dirección del líquido, facilitando el lavado.

### PRESENTACIONES

Envase Ecolav®  
Estéril

Descripción	Presentación	Código B Braun
Aqua B. Braun 100mL	C/ 20 unidades	387872
Aqua B. Braun 250 mL	C/ 20 unidades	387873
Aqua B. Braun 500 mL	C/ 10 unidades	387874

Marca CE

