



Listo para su uso inmediato

## Succión cerrada

Se encuentran una amplia gama de problemas durante la ventilación a largo plazo en la práctica hospitalaria diaria. Hemos desarrollado el sistema de aspiración cerrado OptiFlo para que la ventilación sea especialmente segura e higiénica, tanto para los pacientes como para el personal de enfermería.

## Seguridad óptima y prevención de infecciones

La succión cerrada minimiza el peligro de complicaciones cardíacas y pulmonares. Además de esto, OptiFlo posee muchas propiedades que previenen infecciones y facilitan el cuidado.

El tiempo de uso prolongado de 48 horas a menudo reduce los costos para su hospital.

- Uso de 48 horas que reduce costes
- Material antibacteriano para más higiene



Conector Double-swivel



Tipo de catéter atraumático



Ventana de visionado de secreciones

### Adulto

	Calibre	Largo	Unidades paquete	REF
■	CH 10	54 cm	10	43.004.60.100
■	CH 12	54 cm	10	43.004.60.120
■	CH 14	54 cm	10	43.004.60.140
■	CH 16	54 cm	10	43.004.60.160
■	CH 18	54 cm	10	43.004.60.180

### Adulto, pacientes traqueostomizados

	Calibre	Largo	Unidades paquete	REF
■	CH 14	34 cm	10	43.004.60.141
■	CH 16	34 cm	10	43.004.60.161

### Ventajas en un vistazo

- no desconexión del tubo
- ventilación continua
- sin pérdida de PEEP
- no desaturación
- control de secreciones
- reducción de la presión cerebral
- tolerancia del paciente mejorada
- cubierta extra-suave
- intervalo de intercambio 48 horas
- Libre-DEHP