

Glucómetro FreeStyle Optium Neo



Funciones



Pruebas de glucosa en sangre

No necesita codificación.
Tamaño de la muestra: 0,6µl



Indicadores de tendencia de la glucosa en sangre

Te notifica la tendencia a experimentar hipoglucemia o hiperglucemia. Si los resultados de las pruebas son altos o bajos dentro del mismo periodo de tiempo durante varios días, aparecen flechas indicativas de la tendencia.



Guía de dosis de insulina

Permite revisar en el medidor las dosis de insulina pautadas por tu profesional sanitario.



Registro de insulina

Permite registrar las dosis de insulina y repasar las dosis de insulina registradas anteriormente.



Cuerpos cetónicos en sangre

El puerto de entrada para tiras reactivas también analiza las tiras reactivas de cuerpos cetónicos en sangre.

Información

Características



Qué incluye

- ✓ Medición de glucosa y cuerpos cetónicos.
- ✓ Registro de memoria tanto de las dosis de insulina como los resultados de glucosa en sangre¹
- ✓ Pantalla táctil de alto contraste
- ✓ Resultados de pruebas de glucosa en sangre en 5 segundos y de cuerpos cetónicos en sangre en 10 segundos