

# Tiras Reactivas OneTouch Verio



## Descripción técnica

**Nombre comercial:** OneTouch Verio®

**Tipo de producto:** Tiras reactivas para la medición de glucosa en sangre

**Clasificación:** Producto sanitario con marcado CE

**Compatibilidad:** Medidores OneTouch Verio Reflect® y OneTouch Verio Flex®

## Descripción del producto:

Las Tiras Reactivas OneTouch Verio® están diseñadas para proporcionar resultados rápidos, precisos y confiables. Son compatibles con los medidores OneTouch Verio Reflect® y OneTouch Verio Flex®, y han demostrado mantener una alta precisión incluso en rangos extremos de glucosa.

## Características principales:

- **Exactitud clínica comprobada por 9 años**  
Resultados confiables en niveles muy bajos y muy altos de glucosa.
- **Pequeño volumen de muestra:**  
Solo requiere **0,4 µl** de sangre capilar.
- **Resultados rápidos:**  
Tiempo de lectura de **aproximadamente 5 segundos**.

- **Diseño ergonómico de llenado lateral:**  
Facilita el uso tanto para personas diestras como zurdas, permitiendo un muestreo más sencillo y cómodo.
- **Verificación mediante Solución Control OneTouch Verio®:**  
Permite comprobar el funcionamiento adecuado del sistema (medidor + tira reactiva).

### Beneficios para el usuario:

- Mayor comodidad gracias a su diseño lateral.
- Ideal para personas que necesitan resultados rápidos y confiables.
- Seguridad en la medición incluso en niveles extremos de glucosa.
- Compatible con herramientas de verificación para mayor tranquilidad del usuario.

### Especificaciones técnicas:

- **Tipo de muestra:** Sangre capilar total
- **Volumen de muestra:** 0,4 µl
- **Tiempo de respuesta:** ~5 segundos
- **Compatibilidad:**
  - OneTouch Verio Reflect®
  - OneTouch Verio Flex®
- **Modo de llenado:** Lateral
- **Verificación recomendada con:** Solución Control OneTouch Verio®

### Información adicional:

- Producto con marcado CE: cumple con los requisitos de seguridad y eficacia europeos.
- Lea las instrucciones de uso y consulte con un profesional sanitario para el uso adecuado.
- Conservar en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.