

Dispositivo de Punción OneTouch® Delica® Plus



Descripción técnica

Nombre comercial: OneTouch® Delica® Plus

Tipo de producto: Dispositivo de punción (lancetero) para pruebas de glucosa

Clasificación: Producto sanitario con marcado CE

Compatibilidad: Lancetas OneTouch® Delica® Plus

Descripción del producto:

El Dispositivo de Punción OneTouch® Delica® Plus está diseñado para ofrecer una experiencia prácticamente indolora durante el análisis de glucosa. Incorpora Tecnología de Precisión Guiada (Precision Guidance) para mejorar la suavidad y exactitud de la punción. Su uso junto con las lancetas de calibre fino OneTouch® Delica® Plus (30G) proporciona mayor confort para el usuario.

Características principales:

- Tecnología Precision Guidance
Mejora el control y reduce la vibración de la aguja para una punción más suave y precisa.

- 13 ajustes de profundidad
Permite una personalización avanzada de la punción, adaptándose al grosor de la piel y la sensibilidad individual.†
- Lancetas finas con recubrimiento de silicona
Lancetas de calibre 30G diseñadas para un deslizamiento suave, reduciendo la sensación de dolor.
- Prácticamente indoloro*
El uso de una nueva lanceta estéril en cada prueba reduce significativamente la molestia asociada a la punción.

Beneficios para el usuario:

- Menor dolor percibido en comparación con otros dispositivos de punción‡
- Ajuste personalizado para mayor comodidad
- Menor riesgo de trauma en la piel gracias al diseño de lanceta de alta precisión
- Fácil de usar para rutinas frecuentes de monitoreo de glucosa

Especificaciones técnicas:

- **Número de ajustes de profundidad:** 13
- **Tipo de lanceta:** OneTouch® Delica® Plus (30G)
- **Recubrimiento de lanceta:** Silicona médica
- **Modo de uso:** Manual, con disparo mediante botón
- **Compatibilidad:** Lancetas OneTouch® Delica® Plus
- **Precisión de punción:** Guiada con control de vibración

Información adicional:

- Producto con **marcado CE:** cumple con los estándares europeos de calidad y seguridad.
- *Basado en la tecnología de punción de precisión desarrollada para reducir molestias.
- †Comparado con modelos anteriores sin ajuste de profundidad.
- ‡Basado en encuesta de usuarios con diabetes; 8 de cada 10 reportaron menor dolor que con otros dispositivos.

Recomendación:

Utilice una nueva lanceta estéril para cada punción y consulte a su profesional sanitario para una técnica de uso adecuada.