

TIRAS REACTIVAS LACTATE SCOUT



Descripción técnica

Bote con 25 tiras reactivas compatibles con todos los modelos de analizadores Lactate Scout, incluyendo:

- **Lactate Scout**
- **Lactate Scout+**
- **Lactate Scout 4**
- **Lactate Scout Vet**
- **Lactate Scout Sport**

Estas tiras permiten realizar mediciones rápidas y precisas de lactato en sangre, ideales para aplicaciones deportivas, veterinarias y clínicas.

Compatibilidad:

Lactate Scout
Lactate Scout+
Lactate Scout 4
Lactate Scout Vet
Lactate Scout Sport

Condiciones de Conservación:

- **Temperatura de almacenamiento:** Entre $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$
- **Importante:** Las tiras deben ser atemperadas antes de su uso para garantizar resultados precisos
- **Recomendación:** Sacar las tiras del frigorífico 20 minutos antes de realizar la medición, para que su temperatura se iguale a la del dispositivo analizador

Presentación:

- **Formato:** Bote sellado con 25 tiras reactivas
- **Uso:** Un solo uso por tira
- **Tipo de muestra:** Sangre capilar (mínima cantidad)

Ventajas:

- Alta precisión y fiabilidad en la medición de lactato
- Compatibilidad con toda la gama Lactate Scout
- Presentación práctica y segura para el almacenamiento
- Ideal **para** deportistas, entrenadores, veterinarios y profesionales de la salud