

SEPARADOR ROUX



DESCRIPCIÓN

El separador de Roux es el que se utiliza en cirugía para apartar el tejido con el fin de mantener un campo quirúrgico despejado. Los separadores son especialmente **adecuados para las heridas más grandes con una capa subcutánea gruesa..**

Referencia	Medida
23.3170.02	Set

Acero Alemán

Acero inoxidable - Grado AISI 410

Grado	Gama	C	Mn	Si	P	S	Cr	Mo	Ni	N
AISI 410	Min.		0.09	-	-	-	-	11.50		1.00
	Max.	0.15	1.00	1.00	0.040	0.030	13.50	-	max	-

Acero inoxidable - Grado AISI 420

Grado	Gama	C	Mn	Si	P	S	Cr	Mo	Ni	N
AISI 420	Min.		0.15	-	-	-	-	12.00		1.00
	Max.	0.25	1.00	1.00	0.040	0.030	14.00	-	max	-

Acero inoxidable - Grado AISI 304

Grado	Gama	C	Mn	Si	P	S	Cr	Mo	Ni	N
AISI 304	Min.	-	-	-	-	-	-	18.00	-	8.00 -
	Max.	0.08	2.00	1.00	0.045	0.03	20.00	-	11.00	0.10