DISPOMEDIC® SCRUB DRY

FICHA TÉCNICA

INDICACIONES:

Cepillo/Esponja **seco estéril** indicado para el lavado de manos del personal técnico-sanitario. Lavado de manos en zonas de alto riesgo.

Higiene del paciente preoperatorio.

COMPOSICIÓN:

CEPILLO: Polietileno

ESPONJA: Espuma de poliuretano 100%

MODO DE EMPLEO:

La finalidad prevista es la limpieza de las manos y uñas de pacientes y personal sanitario. Debe utilizarse de la siguiente manera:

Sacar el cepillo del envoltorio ayudándose de la apertura fácil ubicada en un extremo del envase. Una vez extraído el cepillo del envoltorio asirlo por la zona media y desechar el envoltorio. Proceder a la limpieza de las manos y uñas, impregnando si procede, la esponja con un antiséptico, el cual no va incluido en este producto. Una vez utilizado, desecharlo. No reutilizar.

CARACTERÍSTICAS:

Cepillo con cerdas, el cual sujeta una suave esponja. Tiene un diseño anatómico para obtener una mayor comodidad y flexibilidad para el usuario.

Esterilizado mediante OE.

MEDIDA UNIDAD DE PRODUCTO:

80x48x22 mm. ±2.5 mm

PRESENTACIÓN:

Ref.: 0030200 Cajas de 100 unidades. Apertura lateral en la caja

Medidas caja: 38x21x35 cm Peso: 1.8 Kg.

Ref.: 0030200C Cajas de 450 unidades. Con 15 dispensadores de 30 un.

Medidas caja:60x39.5x50.5cm Peso caja: 10.4 Kg. Medidas dispensador: 49.5x12.5x11.7xcm



-DIRECTIVA PRODUCTOS SANITARIOS 2007/47/EC: CLASS I ESTERIL

-ISO 13485:2003 MEDICAL DEVICE QUALITY MANAGEMENT STANDARD

-LICENCIA FABR. NÚM: 3869-PS



NUEVO DISPENSADOR

