

Recogida y transporte de orina

Sistema de recogida de orina BD Vacutainer®

El sistema de recogida de orina BD Vacutainer® Eclipse™ es un sistema cerrado para la recogida, transporte y conservación de las muestras de orina; y es capaz de cubrir las diferentes necesidades de los distintos pacientes según su edad, condición y movilidad.

BD ofrece un amplio rango de tubos de diferentes volúmenes para test de microbiología y bioquímica, con o sin conservante. Para los análisis de microbiología, BD ofrece una variedad de tubos con conservantes a base de ácido bórico que han sido validados clínicamente para proporcionar hasta 48h de estabilidad de la muestra a temperatura ambiente^{1,2,3}.

Los dispositivos de recogida de orina de BD incluyen frascos de 120mL, contenedores de orina de 24h de 3L y cánulas de transferencia, para poder adaptar los métodos de recogida de muestra a los diferentes pacientes.

Una vez recogidas las muestras, los tubos de vacío pueden servir para transportar la orina al laboratorio de forma segura hasta su análisis.



Tubos BD Vacutainer® para análisis de bioquímica en orina

Nº Ref.	Volumen de vacío(mL)		Aditivo	Material	Etiqueta	Tapón	Color	Presentación
368500	4.0	13 x 75	Sin Aditivo	PET	Papel	BD Hemogard™		100/1000
368501	6.0	13 x 100	Sin Aditivo	PET	Papel	BD Hemogard™		100/1000
365017	8.0	16 x 100	Conservante** sin mercurio	PET	Papel	BD Hemogard™		100/1000
364992*	8.0	16 x 100	Conservante** sin mercurio	PET	Papel	Convencional		100/1000
365000*	9.5	16 x 100	Sin Aditivo	PET	Papel	BD Hemogard™		100/1000
364938	10.0	16 x 100	Sin Aditivo	PET	Papel	Convencional		100/1000
364915	11.0	16 x 100	Sin Aditivo	PET	Papel	BD Hemogard™		100/1000
364917	11.0	16 x 100	Sin Aditivo	PET	Papel	BD Hemogard™		100/1000
364918	11.0	16 x 100	Sin Aditivo	PET	Papel	BD Hemogard™		100/1000

* Con fondo cónico

** Con conservante (chlorhexidina etil parabeno y propionato de sodio)

1. Kouri T, Vuotari L, Pohjavaara S, Laippala P. Preservation of Urine for Flow Cytometric and Visual Microscopic Testing. Clin. Chem., Jun 2002; 48: 900-905

2. BD White Paper V57097: Evaluation of BD Vacutainer® Urine Culture & Sensitivity PLUS Tube vs. Refrigerated BD Vacutainer® Non-Aditivo PLUS Tube for Microbiological Testing - Seeded Urine, 2003

3. BD White Paper V57099: Evaluation of BD Vacutainer® Urine Culture & Sensitivity PLUS Tube vs. BD Vacutainer® Urine Culture & Sensitivity Vidrio Tube for Microbiological Testing - Patient Urine, 2003