

ESPECULO NASAL HARTMANN



DESCRIPCIÓN

Ref. HEA4114

El espéculo nasal Hartmann ayuda a los cirujanos a examinar y tratar enfermedades en la nariz, como sangrar. Por lo tanto, el instrumento ayuda a eliminar cuerpos extraños en la cavidad nasal o colocar compresas para detener la sangre. Durante el examen, también se puede realizar una biopsia para detectar tumores o infecciones.

Los cirujanos colocan el espéculo para ensanchar las fosas nasales mientras observan las paredes nasales. Por eso, diseñamos sus mangos de agarre con un perfil largo para brindar destreza y control. Además, los mangos tienen dentados exteriores para mejorar su agarre.

Comience colocando las láminas cónicas cerradas en las narinas. Luego, utiliza las manijas para abrirlas lentamente. Hicimos los bordes retráctiles de las hojas con un contorno romo para evitar lesiones en los tejidos. Además, las dos hojas tienen un cono grande para que puedas ver claramente la cavidad nasal.

MATERIAL (ACERO INOXIDABLE):	AISI 420 A AST
REFERENCIA ESTANDAR	FM 899-90
PRUEBA DE CORROSION:	ASTM F 1089-87
DUREZA	48-53 HRC
TOLERANCIA DE TAMAÑO	±0.5CM

%C	%Si	%Mn	%P	%S	%Cr	%Mo	%Ni	%CU	N
0.35-0.4	≤1	≤1	≤0.045	≤0.03	14-15	0.4-0.6	-	-	-