

# DETERGENTE ULTRASONIDOS



## DETERGENTE PARA LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS CARACTERÍSTICAS

Detergente biodegradable, sin fosfatos recomendado para la utilización con baños de ultrasonidos. Se mezcla rápidamente con el agua y actúa Directamente sobre la suciedad, descomponiéndola y disolviéndola completamente.

## ESPECIFICACIONES

|         |              |
|---------|--------------|
| Aspecto | Líquido      |
| Color   | Transparente |
| pH      | Neutro       |

## APLICACIONES

Limpieza de materiales de diferente naturaleza con baños de ultrasonidos.

## MODO DE EMPLEO

Se deben disolver 20 mL de DETERGENTE NAHITA por cada litro de agua adicionado al baño de ultrasonidos.

## RECOMENDACIONES

No necesita precauciones especiales para su uso.

Se recomienda la realización de una prueba previa.

ALMACENAMIENTO

Evitar heladas y temperaturas superiores a 35° C.

En envases originales y cerrados y lugares cubiertos, el producto se puede almacenar durante un año.

PRESENTACIÓN

Cajas de 10 envases plásticos de 1 litro.

FRASES R/S Y SÍMBOLOS DE RIESGO

H302

H312

H315

H319

H332

Nocivo en caso de ingestión.

Nocivo en contacto con la piel.

Provoca irritación cutánea.

Provoca irritación ocular grave.

Nocivo en caso de inhalación.