




696940 Equipo de Cabeza



- Indicaciones de Uso

Los paños quirúrgicos, cuando están esterilizados, están indicados para minimizar el riesgo de infección por microorganismos y el control de infección posoperatoria.

- Referencias y embalaje

La referencia 696940 contiene los siguientes elementos:

Nº Ref.	Descripción	Uds. Env.
996106	Funda Mesa Mayo 79x145cm, abs. 65x85cm	1
911500	Cinta adhesiva 9x49cm	1
988269	Paño para Cabeza 150x175cm abertura 75cm y Turbante 106x100cm, abertura 33cm	1
967772	Paño adhesivo 175x175 cm, reforzado, 4 capas, con pasatubos integrados	1
90190	Cubremesas 150x190cm, abs. 75x190cm	1

Embalaje: Envase estéril de fácil apertura pelable, caja dispensadora con 6 uds., caja de transporte 12 uds. y el palé 144 unids.

- **Látex**

No

- **Ftalatos**

No

- **País de origen**

Bélgica

- **Método de Esterilización**

Radiación

- **Clasificación MDR**

Clase I Estéril

- **Marcado CE**

MDR 722078

- **Certificaciones y Normativas**

EN 1041,EN 556-1,EN 13795,EN 62366,EN ISO 9001,EN ISO 13485,EN ISO 10993-1,EN ISO 11607-1,EN ISO 11607-2,EN ISO 15223-1,ISO 15223-2,ISO 14001

- **Instrucciones de almacenamiento**

Mölnlycke Health Care recomienda almacenar los productos BARRIER en condiciones de almacenamiento normales (de 8° a 40°C, 30-70% Humedad). Todas las capas de empaquetado deben mantenerse intactas hasta que se necesite acceder a las capas más profundas. Los productos protegidos sólo por la barrera estéril deberían mantenerse bajo condiciones en las que predomine un valor bajo de contaminación del aire por partículas, de forma que no constituya un riesgo para el paciente cuando se abra el paquete y se utilice el producto.

- **Instrucciones de eliminación de Residuos**

Los productos BARRIER en su mayoría están clasificados como residuos no biopeligrosos. Al contener grandes cantidades de energía son adecuados para la incineración. No contienen sustancias biopeligrosas que puedan emitir lixiviados de los productos cuando son soterrados. Las cajas para su transporte son reciclables. El nuevo sistema de embalaje de BARRIER cumple con la Directiva sobre Embalaje de Residuos de la Unión Europea.

- **Caducidad**

5 años

- **Impacto Medioambiental**

Desde hace mucho tiempo en Mölnlycke Health Care tenemos el compromiso de hacer que nuestras actividades tengan el menor impacto posible en el medio ambiente, sin comprometer la eficiencia y la fiabilidad de nuestros productos y servicios. Una práctica medioambiental responsable es una prioridad es nuestra producción y en todos nuestros emplazamientos alrededor del mundo.