

FICHA TÉCNICA

Oper easy



VARIANTES DE PRESENTACIÓN

- **0037900:** Oper easy 7,2 x 5 cm
- **0037901:** Oper easy 9 x 12 cm
- **0037902:** Oper easy 9 x 15 cm

FINALIDAD TERAPÉUTICA

Oper easy está destinado a:

- ▮ la sujeción de: catéteres u otros dispositivos.
- ▮ la fijación a la piel del paciente de: gasas, alginatos, hidrogeles, espumas, etc actuando como apósito secundario.

DESCRIPCIÓN

Apósito quirúrgico de film de poliuretano transparente, hipoalergénico, elástico (adaptable), permeable al oxígeno y al vapor de agua, impermeable al agua, barrera antibacteriana y atraumático.

MATERIALES

Soporte:

Film de poliuretano transparente
Alta permeabilidad

Adhesivo:

Adhesivo acrílico hipoalergénico.

Papel siliconado

Protege la zona adhesivada. Permite un rápido y fácil manejo.

Protector

Film de polietileno que protege el film de poliuretano.

Tira adhesiva auxiliar

Tira auxiliar con corte sinusoidal que permite retirar el protector de polietileno después de colocar el apósito.

“Producto exento de látex”

PROPIEDADES

Este apósito consiste en un film de poliuretano transparente para fijación y protección.

Oper easy tiene la particularidad de:

- ser transparente para facilitar el control diario;
- ser elástico, que permite adaptarse a distintas zonas;
- ser transpirable, permeable a los gases como el oxígeno y al vapor de agua;
- ser impermeable a los líquidos y a microorganismos ejerciendo de barrera (al agua, bacterias);
- ser autoadhesivo e hipoalergénico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Testado en laboratorio externo según normativas:

Especificaciones	Normativa
MVTR =720 g/m ² ·24h*	UNE-EN 13726-2
Resistente a la penetración microbiana en húmedo	EN ISO 22610
Biocompatible	EN ISO 10993-1
Estéril (SAL=10 ⁻⁶)	EN ISO 11737-2

*Valor promedio obtenido en contacto con vapor de agua según informe por parte de laboratorio externo acreditado

DIMENSIONES

REFERENCIA	DIMENSIONES APÓSITO
0037900	7,2 x 5 cm
0037901	9 x 12 cm
0037902	9 x 15 cm

ENVASADO

REFERENCIA	UDS./ ESTUCHE	ESTUCHES/ CAJA	UDS./CAJA (UD. VENTA)
0037900	100	36	3600
0037901	80	23	1840
0037902	80	20	1600

El producto se presenta individualmente protegido en su envase primario de papel grado médico que permite su esterilización manteniendo la esterilidad hasta su apertura.

Los sobres se envasan en el interior de un estuche adaptado a su forma y agrupación que, a su vez, se agrupan en cajas de cartón para transporte:

- Logo y razón social de la compañía
- Marca CE con nº de organismo notificado
- Nombre y dimensiones del producto
- Descripción del producto
- Código del producto
- Código de identificación única
- Unidades
- Lote
- Fecha de fabricación
- Fecha de caducidad
- Método de esterilización
- Símbolos armonizados
- No contiene látex

CONSERVACIÓN

Conservar el producto en condiciones habituales de material sanitario: en lugar fresco y seco y al abrigo de la luz.

La protección con papel médico garantiza su esterilidad durante el periodo indicado de caducidad, en condiciones normales de transporte y almacenamiento.

OBSERVACIONES

El producto debe usarse solamente por personal especializado.

Producto estéril. Uso externo. No utilizar si está abierto o dañado.

Si se producen reacciones alérgicas, suspenda el uso inmediatamente y, si es grave, consulte a un médico.

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a algún componente del producto.

No reesterilice y/o reutilice el producto, ya que su rendimiento puede verse comprometido, lo que conlleva a un riesgo potencial para el paciente.

No usar si el producto está caducado. La fecha de caducidad se especifica en el embalaje.