

Ficha Técnica

ADAPTADOR LUER-LOCK MACHO / JERINGA GRANDE


80100

1 Datos administrativos de la empresa

1.1	Nombre : Vygon	
1.2	Dirección completa : 5 rue Adeline - 95440 Ecouen, France	Fax : + 33 (0)1 34 29 19 34 Correo electrónico : questions@vygon.com Página web : www.vygon.com
1.3	Datos del responsable vigilancia producto sanitario : Laurent GUILLARDEAU	Teléfono : +33 (0)1 39 92 65 69 Fax : +33 (0)1 39 92 64 82 Correo electrónico : quality@vygon.com

2 Información sobre el producto

2.1	Denominación común : CONECTOR SONDA-JERINGA
2.2	Denominación Comercial : ADAPTADOR LUER-LOCK MACHO / JERINGA GRANDE
2.3	
2.4	Clase del DM : IIa Directiva aplicable : 93/42/CEE Según anexo nº : II Número de organismo notificador : 0459 Fabricante del Dispositivo Médico : Vygon
2.5	Descripción del dispositivo : Racor en policarbonato para la adaptación de una jeringa sobre la extremidad de una sonda, compuesto de una extremidad cónica macho y de una extremidad Luer-lock hembra. Extremidad cónica de diámetro interno: 0,5 cm – externo 0,7 cm. Longitud total del racor: 4,5 cm. Extremidad con racor hembra luer lock: diámetro interno 0,5 cm – externo 0,7 cm.
	

2.6	Acondicionamiento / embalaje				
	Código	Unidad de pedido	Múltiplo de unidad de pedido	Cantidad mínima de pedido	Caja
	80100	1 (Blíster flexible)	30 (Caja)	30 (Caja)	2880 (Caja (cartón))
	Etiquetado producto unitario				
					
	Etiquetado caja				
					
2.7	Composición del dispositivo y accesorios : 80100				
	ELEMENTOS		MARCA		MATERIALES
	Conector		1		PC
	Informaciones complementarias para los componentes que puedan entrar en contacto con el paciente y/o los productos administrados : No contiene latex No contiene DEHP No contiene productos de origen animal o biológico				
2.8	Indicaciones : Conexión para adaptar una jeringa al cubo de una sonda.				

3 Accesorio (s)

4 Método de esterilización

	DM estéril : SI Método de esterilización : Óxido de etileno
--	--

5

Condiciones de conservación y almacenamiento

5.1	Condiciones normales de conservación y de almacenamiento : Temperatura de almacenamiento: entre 5 y 40°. Almacenar alejado de la humedad y de la luz sola.
5.2	
5.3	Caducidad : 60 meses

6

Instrucciones de seguridad

7

Recomendaciones

7.1	
7.2	Indicaciones : Conexión para adaptar una jeringa al cubo de una sonda.
7.3	
7.4	

8

Información complementaria