

## Ficha de datos técnicos de guantes quirúrgicos Cardinal Health™

# Protexis™ PI

Guantes quirúrgicos de poliisopreno sintético estériles sin talco

| Talla       | 5,5       | 6         | 6,5       | 7         | 7,5       | 8         | 8,5       | 9         |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| N.º de ref. | 2D72PT55X | 2D72PT60X | 2D72PT65X | 2D72PT70X | 2D72PT75X | 2D72PT80X | 2D72PT85X | 2D72PT90X |

### Información técnica

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material principal</b>                                                                                                                                | Poliisopreno sintético.                                                                                                                                                                                |
| <b>Agente facilitador de la colocación</b>                                                                                                               | Lubricados con CPC (cloruro de cetilpiridinio), Darvan L y silicona.                                                                                                                                   |
| <b>Color</b>                                                                                                                                             | Crema                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Aditivos químicos</b>                                                                                                                                 | DPG (1, 3-difenilguanidina), ZDEC (dietilditiocarbamato de zinc), ZMBT (zinc-2-mercaptobenzotiazol) utilizados en la fabricación, con productos químicos residuales por debajo de niveles detectables. |
| <b>Proteína lixivable</b>                                                                                                                                | Sin proteínas de látex de caucho natural ni alérgenos.                                                                                                                                                 |
| <b>Grosor</b><br>(de acuerdo con ASTM D 3577 $\geq 0,10$ mm)                                                                                             | Punta de los dedos: 0,23 mm<br>Palma: $\geq 0,17$ mm<br>Puño: $\geq 0,17$ mm                                                                                                                           |
| <b>Longitud</b>                                                                                                                                          | Tallas 5,5-6,5: 287 mm<br>Tallas 7,0-9,0: 300 mm                                                                                                                                                       |
| <b>Resistencia a la rotura, antes de envejecimiento acelerado</b><br>(de acuerdo con EN 455-2 $\geq 9$ N)                                                | 19 N                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Resistencia a la rotura, tras envejecimiento acelerado</b><br>(de acuerdo con EN 455-2 $\geq 9$ N)<br>(7 días a una temperatura de 70 °C en un horno) | 16 N                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Elongación a la rotura, antes de envejecimiento acelerado</b><br>(de acuerdo con ASTM D 3577)                                                         | $\geq 650$ %                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ausencia de perforaciones</b><br>(de acuerdo con EN 455 AQL 1.5)                                                                                      | 0,65 AQL                                                                                                                                                                                               |
| <b>Penetración viral</b>                                                                                                                                 | Probados y aprobados de acuerdo con ASTM F 1671.                                                                                                                                                       |
| <b>Diseño</b>                                                                                                                                            | El molde de guantes exclusivo con un diseño de pulgar independiente permite un ajuste anatómico y un movimiento más natural de los dedos, el pulgar y la palma.                                        |
| <b>Diseño de los puños</b>                                                                                                                               | El diseño con reborde de los puños, de interbloqueo exclusivo, reduce el aflojamiento.                                                                                                                 |
| <b>Esterilización</b>                                                                                                                                    | Radiación gamma.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha de caducidad</b>                                                                                                                                | 35 meses a partir de la fecha de fabricación. Las fechas de fabricación y caducidad están impresas en el envase (formato AAAA-MM).                                                                     |

## Protexis™ PI

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Envase                                   | 50 pares por caja dispensadora/4 cajas por cada caja de cartón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Recomendaciones de almacenamiento        | No almacene cerca de fuentes de luz ultravioleta, calor o rayos X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| País de origen                           | Tailandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Regulaciones y normas de calidad         | <p>Las instalaciones de fabricación de Cardinal Health están certificadas de acuerdo con la norma EN ISO 13485 por parte de BSI.</p> <p>Los productos son conformes con la Directiva europea 93/42/CEE y llevan el marcado CE.</p> <p>Los productos cumplen los requisitos de las normas europeas armonizadas EN 455-1, -2, -3 y -4.</p> <p>Los productos cumplen el reglamento (UE)2016/425 relativo a los equipos de protección individual, cumpliendo los estándares exigidos de acuerdo con EN 420:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5: 2016 y EN 16523:2015 .</p> |
| Número de certificado CE y clasificación | CE 553828; Clase IIa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Número de certificación de EPP           | CE 693860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Otros                                    | Un solo uso únicamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Únicamente para profesionales sanitarios.**

**Información Importante:** antes de su uso consulte el etiquetado sobre información del producto como indicaciones, contraindicaciones y efectos secundarios. Producto conforme al Real Decreto 1591/2009