



KENDALL™

ELECTRODO FETAL EN ESPIRAL

SAFELINC™

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Electrodo Cefálico Fetal en espiral
- ✓ Compatible con los cardiotocógrafos más comunes del mercado
- ✓ Cables disponibles para diferentes modelos de monitores
- ✓ Conexión simple, segura y rápida al cable. No necesita identificar las terminales
- ✓ Extracción en un solo paso de la cánula de introducción
- ✓ Cánula de introducción con la flexibilidad necesaria para adaptarse a la anatomía de la zona
- ✓ Conector de seguridad protegido que no necesita identificación de la polaridad

Electrodo cefálico fetal en espiral de seguridad Safelinc™, disponible con 1 hélice. Sistema de monitoreo fetal que permite identificar precozmente la hipoxia y el sufrimiento fetal durante el trabajo de parto.

Latiguillos totalmente protegidos con un conector que se insertan en el sistema de cables de forma segura. Diseño especial de seguridad en el mango que permite retraer la espiral y prevenir pinchazos durante su extracción del embalaje e introducción.

Sistema de sujeción al paciente mediante placa adhesiva que incorpora seguridad eléctrica de retorno.

Conexión simple, segura y rápida al cable. No precisa identificar las terminales.

Cumple con las normas de seguridad de la FDA.

Envase unitario, de un solo uso.

Referencia	Descripción		Unid. Venta
31479549	FSE2100	Electrodo Cefálico Fetal de Espiral, hélice simple con conector de seguridad	50
31481396	FCB 2000	Placa de retorno y de sujeción a la pierna de la paciente (5 x 5 cm)	50
50000095	FCB 2001	Placa de retorno y de sujeción a la pierna de la paciente (5 x 10 cm)	50
Cables de Interfaz Safelinc™			
Referencia	Descripción	Sistema de Monitoreo Fetal compatible	Unid. Venta
31479754	FCB 100	Philips Medical System (Hewlett Packard) - monitores 8040A	1
31479846	FCB 300	Philips Medical System (Hewlett Packard) - monitores Serie 50 con cable de interfaz M 1364A	1
50000331	FCB 308	Philips Medical System – mayor parte de los monitores – 8 ft	1
31479812	FCB 400	GE-Medical (Corometrics™*) 115/116/118/120+ (conector redondo)	1
50000106	FCB 600	MOM 94000 (con 700-0024-00 de Spacelabs, IM 77, AMS-02-7700)	1
50000107	FCB 700	GE-Medical (Corometrics™*) Monitores 120+ (conector rectangular)	1

INDICACIONES

Control fetal durante la labor de parto. El monitoreo interno sólo puede realizarse cuando el “fuente se rompe” y el cuello uterino está lo suficientemente dilatado. Se coloca sobre el cuero cabelludo del bebé para vigilar directamente su frecuencia cardíaca.



CardinalHealth
Essential to care™

Logistics
Product
Business
Patient

KENDALL™

ELECTRODO FETAL EN ESPIRAL SAFELINC™

FICHA TÉCNICA

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ELECTRODO FETAL

Electrodo en espiral

Tubo guía o cánula de introducción

Cable de inserción

Cables del electrodo

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Exento de Látex Sí

Exento de DEHP Sí

MATERIAL DE EMBALAJE

Envase Unitario

Caja Papel kraft corrugado

REQUISITOS DE ALMACENAJE

No utilizar si el envase está abierto o dañado

Mantener fuera de la luz directa del sol

Almacenar en lugar fresco y seco

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

Radiación Gamma (cód. 31479549)

No esterilizado (otros códigos)

CADUCIDAD

36 meses (cód. 31479549, 31481396)

18 meses (cód. 50000095)

Sin caducidad (otros códigos)

ELIMINACIÓN

Eliminar de acuerdo con la política local de eliminación para dispositivos médicos.

PAÍS DE FABRICACIÓN

EEUU

SITUACIÓN LEGAL

Marcado CE

Cardinal Health Spain
C/ Av. Europa 14 1º Planta
28108 Alcobendas

E-mail: Info.PatientRecovery@cardinalhealth.com

05/2019



CardinalHealth
Essential to care™

Logistics
Product
Business
Patient