

Ficha Técnica

SONDA FAUCHER L.150 cm CH36

35136

1 Datos administrativos de la empresa

1.1	Nombre : Vygon	
1.2	Dirección completa : 5 rue Adeline - 95440 Ecouen, France	Fax : + 33 (0)1 34 29 19 34 Correo electrónico : questions@vygon.com Página web : www.vygon.com
1.3	Datos del responsable vigilancia producto sanitario : Laurent GUILLARDEAU	Teléfono : +33 (0)1 39 92 65 69 Fax : +33 (0)1 39 92 64 82 Correo electrónico : quality@vygon.com

2 Información sobre el producto

2.1	Denominación común : Sonda gástrica para adultos de PVC
2.2	Denominación Comercial : Sonda FAUCHER L.150 cm CH36
2.3	
2.4	Clase del DM : IIa Directiva aplicable : 93/42/CEE Según anexo nº : II Número de organismo notificador : 0459 Fabricante del Dispositivo Médico : Vygon SA
2.5	Descripción del dispositivo : Sonda de PVC transparente con extremidad abierta y 4 orificios laterales, long 150 cm. Marcado cada 5 cm desde 15 a 75 cm. Extremidad proximal de policloropreno. La sonda está disponible en tamaños CH 27, 30, 33 y 36.



2.6 Acondicionamiento / embalaje

Código	Unidad de pedido	Múltiplo de unidad de pedido	Cantidad mínima de pedido	Caja
35136	1 (Blister flexible)	15 (Caja)	15 (Caja)	15 (Caja (cartón))

Etiquetado producto unitario

REF 351.36





36Fr - L.150cm - PVC

Faucher tube / Tube de Faucher / Tubo de Faucher / Faucher Sonde / Sonda di Faucher / Faucher sonde / Tubo de Faucher / Faucher sond


Rx Only
USA only



STERILE EO
MADE IN E.U.

 0459





 VYGON - 5 rue Adeline 95440 Ecouen - FRANCE

LOT XX XX XX XX


 XXXX XX XX

 XXXX XX XX



(01)x3660812xxxxx(17)xxxxxx(30)xxxx(10)xxxxxx

Etiquetado caja



Características de lala referencia :

Código	Sonda	
	Longitud cm	Diámetro Fr
35136	150	36

2.7 Composición del dispositivo y accesorios : 35136

ELEMENTOS	MARCA	MATERIALES
Pabellón	1	Silicona
Sonda	2	PVC



Informaciones complementarias para los componentes que puedan entrar en contacto con el paciente y/o los productos administrados :

No contiene latex
No contiene DEHP
No contiene productos de origen animal o biológico

- 2.8 Indicaciones :**
La sonda se introduce en el estómago para aspiración y/o lavado gástrico.

3 Accesorio (s)

4 Método de esterilización

DM estéril : SI
Método de esterilización : Óxido de etileno

5 Condiciones de conservación y almacenamiento

- 5.1 Condiciones normales de conservación y de almacenamiento :**
Temperatura ambiente de almacenaje: entre 5 y 40°C. Mantener alejado del calor, la humedad y la luz.
- 5.2**
- 5.3 Caducidad :** 36 meses

6 Instrucciones de seguridad

7 Recomendaciones

7.1	
7.2	Indicaciones : La sonda se introduce en el estómago para aspiración y/o lavado gástrico.
7.3	
7.4	

8 Información complementaria