

BOMBILLA INFRARROJOS



DESCRIPCIÓN

Bombilla lámpara de infrarrojos

USO PREVISTO

Tratamientos de estética y fisioterapia

COMPOSICIÓN

Aluminio y cristal

CARACTERÍSTICAS

Aluminio y cristal

Color: rojo rubí

Voltaje 220-240V

Potencia 275 W

Casquillo E27

Frecuencia 50 - Hz.

Tiempo de uso recomendado: 30-40 min varias veces al día

INFORMACIÓN COMERCIAL

Codigo /Cod	Medidas (cm)/Sizes (Unidades
e	cm)	/ Units
41023-01	17 x 12,5	1

Grupo unidix Teléfono: +34 91 776 53 63 Mail: info@clinimark.es