

AGUJAS PUNCION AGUPUNT



Descripción técnica

- Una gama completa de agujas especiales para Punción Seca.
- Agujas de alta calidad, diseñadas para facilitar la aplicación y manejo clínico.
- Inserciones sin dolor, gracias al uso de aceite médico que reduce la fricción, mejorando la experiencia del paciente.
-

2. DISEÑO Y DESARROLLO

Las agujas APS® han sido diseñadas específicamente para la técnica de **Punción Seca**, en colaboración con fisioterapeutas y docentes expertos en tratamiento del dolor miofascial.

Características del diseño:

- Fabricación automatizada de alta precisión.
- Afilado y pulido mediante máquina para máxima penetración sin dolor.
- Desechables, estériles, de un solo uso.
- Con tubo de inserción incluido.
- Envasado individual, fácil de abrir.
- Presentación en cajas de 100 unidades.

3. CERTIFICACIÓN Y SEGURIDAD

- **Certificado CE 0120.**
- Cumplen con los estándares de calidad médica para productos invasivos de uso sanitario.
- Fabricadas bajo estrictos controles higiénico-sanitarios.

4. FORMATOS Y REFERENCIAS

Referencia Medida (mm)

A1037PS	0,16 x 13
A1038PS	0,18 x 25
A1042PS	0,25 x 40
A1037BP	0,16 x 25
A1037P	0,25 x 13
A1038P	0,25 x 25
A1040P	0,30 x 40
A1041P	0,32 x 40
A1042BP	0,30 x 50
A1042CP	0,30 x 60
A1042P	0,25 x 40
A1043P	0,25 x 30
A1044P	0,20 x 30
A1045P	0,30 x 30
A1047P	0,30 x 100
A1010P	0,30 x 75
A1010P-T	0,30 x 75
A1042P-T	0,30 x 60
A1047P-T	0,30 x 100

5. INDICACIONES DE USO

- Técnica de Punción Seca en tratamiento del dolor miofascial.
- Indicadas para fisioterapeutas formados en esta técnica.
- Se recomienda el uso de guantes estériles y medidas de asepsia al manipular.

6. PRECAUCIONES

- Producto de un solo uso. No reutilizar.
- No utilizar si el envase está dañado.
- Mantener en lugar seco, limpio y protegido de la luz solar directa.
- Solo para uso profesional.