# SalvacliP<sup>s</sup>tandard



Peto clip perineal para la sujeción del paciente al sillon o silla de ruedas con extensión perineal para evitar el deslizamiento del asiento, mediante cintas con cierres clip de nylon que partiendo del hombro, de la cintura y el perineal, se abrochan a la parte posterior del asiente, permitiendo la regulación de la longitud de las cintas en función de la corpulencia del paciente y la geometría del respaldo.

# PETO CLIP PERINEAL

# **CARACTERÍSTICAS**







Fijación posterior

## **ESPECIFICACIONES**

FAMILIA DEL PRODUCTO: SALVACLIP Standard

NOMBRE DEL PRODUCTO: Peto clip perineal

USO PREVISTO: Producto para ayudar al posicionamiento

de los pacientes sentados

UDI-DI BÁSICO: 843603535SCPM7

## TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Contorno
SCP4150	M	Min. 68 cm / Max. 180 cm
SCP4150L	L	Min. 72 cm / Max. 190 cm

#### **COLOR**

Ext.Azul - Int.NegroCintas azul marino

#### **COMPOSICIÓN**

Ext: Poliéster - Int: Poliuretano

<u>Cintas:</u> Poliuretano <u>Clips:</u> Nylon *LIBRE DE LÁTEX* 

#### **INSTRUCCIONES DE LAVADO**



- Lavar a máquina 40°C
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- No planchar
- No lavar en seco

#### **PRESENTACIÓN**



- 1 Salvaclip Standard Peto clip perineal
- 1 Manual de instrucciones y seguridad



MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@ medisystemsl.com ·www.medicaresystem.es



