



SHILEY™

Cánula sin balón fenestrada FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Incluye tres cánulas internas: Cánula transparente, con conector de 15 mm; Cánula fenestrada con tapón y conector de 15 mm; Cánula de bajo perfil, abierta, para mejor comfort y estética en decanulación
- Incluye además tapón rojo de decanulación para cánula externa
- Conexión de seguridad Twist-Lock entre cánulas
- Fabricada en PVC termosensible y radiopaco
- Su placa de cuello flexible y pivotante, mejora el confort del paciente y facilita el cuidado del estoma

Cánula de traqueostomía fenestrada sin balón.

INDICACIONES

- Para pacientes traqueostomizados por obstrucción de la vía aérea superior, básicamente en ORL, y en los que se quiera favorecer la decanulación y la fonación

PROTOCOLO DE LIMPIEZA

- Cualquier detergente que contenga un agente surfactante puede ser utilizado, ya que es un ingrediente común en todos los detergentes. Para la ejecución de este protocolo se utilizó "Fairy", marca de detergente para lavar los platos.
- "Fairy" contiene de un 15 a un 30% de surfactante aniónicos y de un 5-15% surfactante no iónico

Código	Descripción	D.I. (mm)	D.E. (mm)	Longitud (mm)	Caja / Unid. Venta
4CFN	Cánula con balón fenestrada SHILEY™	5.0	9.4	65	1 unid./caja
6CFN	Cánula con balón fenestrada SHILEY™	6.4	10.8	76	1 unid./caja
8CFN	Cánula con balón fenestrada SHILEY™	7.6	12.2	81	1 unid./caja
10CFN	Cánula con balón fenestrada SHILEY™	8.9	13.8	81	1 unid./caja

SHILEY™

Cánula sin balón fenestrada

FICHA TÉCNICA

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Exento de Látex Sí

Exento de DEHP No

REQUISITOS DE ALMACENAJE

No utilizar si el envase está abierto o dañado.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

Óxido de Etileno (ETO)

CADUCIDAD

60 meses

ELIMINACIÓN

Eliminar de acuerdo con la política local de eliminación para dispositivos médicos.

SITUACIÓN LEGAL

Marcado CE
