



SHILEY™

Cánula desechable sin balón fenestrada FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Con cánula interna desechable, transparente, con conector de 15 mm, y pinza de conexión de seguridad entre cánulas
- Incluye tapón rojo para la cánula externa, para el proceso de decanulación. La cánula externa posee cuatro fenestraciones que ayudan a la decanulación y a la fonación
- Fabricada en PVC termosensible y radiopaco
- La placa del cuello flexible y pivotante mejora el comfort del paciente y facilita el cuidado del estoma

Cánula de traqueostomía sin balón fenestrada.

INDICACIONES

- Para pacientes traqueostomizados por obstrucción de la vía aérea superior, básicamente en ORL, y en los que se quiera favorecer la decanulación y la fonación

PROTOCOLO DE LIMPIEZA

- Cualquier detergente que contenga un agente surfactante puede ser utilizado, ya que es un ingrediente común en todos los detergentes. Para la ejecución de este protocolo se utilizó "Fairy", marca de detergente para lavar los platos.
- "Fairy" contiene de un 15 a un 30% de surfactante aniónicos y de un 5-15% surfactante no iónico

Código	Descripción	D.I. (mm)	D.E. (mm)	Longitud (mm)	Caja / Unid. Venta
4DCFN	Cánula desechable sin balón fenestrada SHILEY™	5.0	9,4	62	1 unid./caja
6DCFN	Cánula desechable sin balón fenestrada SHILEY™	6.4	10.8	74	1 unid./caja
8DCFN	Cánula desechable sin balón fenestrada SHILEY™	7.6	12.2	79	1 unid./caja
10DCFN	Cánula desechable sin balón fenestrada SHILEY™	8.9	13.8	79	1 unid./caja

SHILEY™

Cánula desechable sin balón fenestrada

FICHA TÉCNICA

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Exento de Látex Sí

Exento de DEHP No

REQUISITOS DE ALMACENAJE

No utilizar si el envase está abierto o dañado.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

Óxido de Etileno (ETO)

CADUCIDAD

60 meses

ELIMINACIÓN

Eliminar de acuerdo con la política local de eliminación para dispositivos médicos.

SITUACIÓN LEGAL

Marcado CE