



SHILEY™

Tubo endotraqueal con balón
HI-CONTOUR™ y HI-CONTOUR
con sistema BRANDT™
FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Tubo endotraqueal de PVC transparente (visibilidad en el interior) y termosensible
- Balón Hi-Contour de gran volumen y baja presión
- Línea radiopaca y marcas de profundidad
- Punta atraumática con ojo de Murphy
- Balón piloto con válvula anti retorno
- Conector de 15mm desmontable
- Opcionalmente con sistema Brandt™, válvula que permite la redifusión del óxido nitroso, sistema patentado que limita automáticamente el aumento de presión ocasionado por una elevación del volumen del balón de neumotaponamiento

Tubo endotraqueal para intubaciones de corta o media duración, con balón intermedio de baja presión y ojo de MURPHY.

INDICACIONES

- Tubo endotraqueal para intubaciones orales o nasales de corta y media duración

Hi-Contour con ojo de Murphy	Hi-Contour con sistema Brandt®	D.I. (mm)	D.E. (mm)	Diámetro nominal del balón (mm)	Grosor (mm)	Longitud (mm)	Caja / Unid. Venta
107-30G	-	3.0	4,3	6	4,3	190	10 unid./caja
107-35G	-	3.5	4,9	7	4,9	213	10 unid./caja
107-40G	-	4.0	5,6	8	5,6	232	10 unid./caja
107-45G	-	4.5	6,2	11	6,2	253	10 unid./caja
107-50G	123-50	5.0	6,9	18	1.0	274	10 unid./caja
107-50	-	5.0	6,9	18	1.0	274	10 unid./caja
107-55G	123-55	5.5	7,5	21	1.0	304	10 unid./caja
107-55	-	5.5	7.5	21	1.0	304	10 unid./caja

SHILEY™

Tubo endotraqueal con balón HI-CONTOUR™ y
HI-CONTOUR con sistema BRANDT™

FICHA TÉCNICA

107-60	123-60	6.0	8,2	22	1.1	317	10 unid./caja
--------	--------	-----	-----	----	-----	-----	---------------

Hi-Contour con ojo de Murphy	Hi-Contour con sistema Brandt®	D.I. (mm)	D.E. (mm)	Diámetro nominal del balón (mm)	Grosor (mm)	Longitud (mm)	Caja / Unid. Venta
107-65	123-65	6.5	8,8	23	1.2	327	10 unid./caja
107-70	123-70	7.0	9,6	25	1.3	339	10 unid./caja
107-75	123-75	7.5	10,2	26	1.4	350	10 unid./caja
107-80	123-80	8.0	10,9	30	1.5	360	10 unid./caja
107-85	123-85	8.5	11,5	32	1.5	370	10 unid./caja
107-90	123-90	9.0	12,1	33	1.6	375	10 unid./caja
107-95	123-95	9.5	12,8	33	1.7	375	10 unid./caja
107-10	123-10	10.0	13,5	34	1.8	375	10 unid./caja

SHILEY™

Tubo endotraqueal con balón HI-CONTOUR™ y
HI-CONTOUR con sistema BRANDT™

FICHA TÉCNICA

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Exento de Látex	Si
-----------------	----

Exento de DEHP	No
----------------	----

REQUISITOS DE ALMACENAJE

No utilizar si el envase está abierto o dañado.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN

Óxido de Etileno (ETO)

CADUCIDAD

60 meses

ELIMINACIÓN

Eliminar de acuerdo con la política local de eliminación para dispositivos médicos.

SITUACIÓN LEGAL

Marcado CE