



DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO

Producto	DERMABOND MINI AHVM12: caja de 12 unidades	
Indicaciones	El adhesivo tópico para la piel DERMABOND es de aplicación tópica solamente, para mantener cerrados los bordes fácilmente aproximables de la piel de heridas causadas por incisiones quirúrgicas, incluyendo punciones derivadas de cirugía mínimamente invasiva, y de laceraciones sencillas causadas por traumatismo, totalmente limpias. El adhesivo DERMABOND no sustituye las suturas dérmicas profundas o subcutáneas. Se suministra en un aplicador para un solo uso, enva sado en un envase de burbuja. El aplicador consta de una ampolla de vidrio que se puede romper, conte nida en un vial de plástico con punta aplicadora sujeta al mismo. Cuando se aplica a la piel, el adhesivo líquido es ligeramente más viscoso que el agua y se polimeriza en unos segundos. Los estudios han demostrado que después de la aplicación el adhesivo DERMABOND actúa como barrera para evitar la infiltración microbiana en la herida que está cicatrizando.	
Descripción	El adhesivo tópico para la piel DERMABOND™ es un adhesivo tópico estéril, líquido, que contiene una formulación mono mérica (2-octil cianoacrilato) y el colorante D & C violeta #2.	
Composición	El adhesivo DERMABOND se suministra estéril, en un aplicador lleno para un solo uso. El aplicador consta de una ampolla de vidrio rompible contenida en un vial de plástico con una punta aplicadora sujeta al mismo. El aplicador contiene el adhesivo líquido. El aplicador está envasado en un envase de burbuja para conservar el producto estéril hasta que se abra o se estropee. El adhesivo DERMABOND se puede adquirir en cajas de 12 aplicadores.	
Presentación		
Referencias del producto	Referencia del fabricante Referencia del distribuidor Marca comercial	AHVM12 AHVM12 DERMABOND MINI 
Atributos y medidas	Largo de la herida Contenido Fuerza tensil Color Tiempo de absorbcion Método de esterilización Instrucciones de manipulación	hasta 10cm 0,36ml Comparable a un 4/0 Violeta No retirar. DERMABOND MINI se desprende naturalmente (por lo general en 5–10 días) Óxido de Etileno El adhesivo DERMABOND MINI está envasado para su uso en un solo paciente. Deseche el material abierto restante después de cada procedimiento de cierre de heridas. No reesterilice el adhesivo DERMABOND MINI. El adhesivo DERMABOND MINI no debe colocarse en envases o bandejas que deban someterse a esterilización antes de su uso. La exposición del adhesivo DERMABOND MINI al calor excesivo (como en autoclaves o la esterilización con óxido de etileno) o a la radiación (como haces de electrones o rayos gamma) aumenta su viscosidad y podría hacer que se vuelva inutilizable.
Datos logísticos	Conservación Caducidad Envasado Tipo embalaje Peso bruto Anchura Altura Profundidad Garantía de Calidad	menos de 30 °C, lejos de la humedad, del calor directo y de la luz directa. 5 años Sobre individual Caja de 12 unidades 35 grs 5,6 cm 6,2 cm 14 cm MARCADO CE

Estos productos sanitarios cumplen los requisitos de aplicación de la legislación de productos sanitarios