

SISTEMA DE INFUSIÓN DE MICROGOTEO “UNIDIX”

Dispositivo para infundir líquidos en el torrente sanguíneo del paciente por acción de la gravedad.

Con toma de aire para uso tanto con bolsas flexibles como con botellas de vidrio. Posee un filtro en la cámara de goteo.

100% exento de látex y DEHP. Esterilizado mediante Óxido de Etileno.

Producto de un solo uso, desechable.

Punto Y

Fabricado en ABS

- Transparente
- Punto para punción con aguja

Punzón

Fabricado en ABS

- Apariencia: Blanco
- Extra fuerte.
- Tapa protectora de PE translucido.
- Sin toma de aire.

Cámara de goteo

Fabricado en PVC

- Apariencia: Transparente.
- 60 gotas= 1 ± 0.1 ml agua destilada
- Posee un filtro de $15 \mu\text{m}$ para el fluido y retención de partículas.
- Libre de DEHP

Conexión Luer-Lock giratorio.

Fabricado en ABS

- Apariencia: Transparente.
- Luer-lock macho rotatorio.
- Con tapón protector.

Regulador del flujo

Fabricado en ABS

- Tipo roller
- Rueda texturada para regulación de la velocidad de infusión.
- Con dispositivo para anclar el tubo.
- Con diseño que permite recoger el punzón tras su uso.

Tubo

Fabricado en PVC

- Transparente
- Flexible y sin memoria
- Antiacodable
- Longitud 150cm
- $\varnothing$ interno 3mm x $\varnothing$ externo 4.1mm
- Libre de DEHP

BENEFICIOS

- › Sistema resistente a lípidos y citostáticos, lo cual amplía el rango de uso y su administración. (Siga las indicaciones de seguridad de las guías y protocolos)
- › Una punción segura y más fácil en el recipiente gracias a las dos aletas que permiten posicionar los dedos y ejercer la fuerza necesaria.
- › Toma de aire tipo ventana para controlar su apertura y/o cierre según uso con recipiente rígido o flexible.
- › Toma de aire en distintivo azul para identificar rápidamente si se encuentra abierta o cerrada.
- › Filtro para partículas y bacterias tanto en la toma de aire como en la cámara previa al tubo a paciente.
- › Punto en Y que permite una administración externa puntual a través de una aguja sin necesidad de manipular la conexión a paciente y disminuyendo así la posibilidad de infección por conectar/desconectar las vías venosas.
- › Conexión Luer-lock rotatoria más segura que disminuye las desconexiones accidentales y las desviaciones de la línea.
- › Empaquetado recogido con una banda lo que permite una extracción controlada del producto y volcado en campo estéril más seguro.
- › Material atóxico y apirógeno. 100% exento de látex y libre de DEHP. No contiene componentes de origen animal BSE/TSE.
- › Menor impacto ambiental; envases/embalajes con material reciclado y reciclable.

REFERENCIA Y UNIDADES

Sistema de doble embalaje. Caja de transporte 200 unidades. Bolsas internas de 20u.

REFERENCIA	REF FABRICANTE	UNIDADES	EAN13
PEDIATRIC	14072	200	8432229140724

Fabricado en conformidad con la directiva 93/42EEC. Producto Clase IIa. Carta de extensión conforme al Reglamento MDR (EU) 2017/745.

Acorde EN 1707:1997 y EN 20594-1 acoplamiento dispositivos médicos, ISO 80369 conectores de pequeño calibre, ISO 1135-4 set de transfusión uso médico, ISO 10993-1, 4, 5, 7, 11 y 12 evaluación biológica de dispositivos médicos, ISO 11135-1 y EN ISO 11737-1 y 2 esterilización, ISO 14644 salas limpias y entornos controlados. Envasado y etiquetado acorde EN 11607-1 EN 868-5, EN ISO 15223-1 y EN 1041.

Aseguramiento de la calidad conforme EN ISO 13485:2016.