

Sonda Malecot de Vortek



RCM0++ Sonda Malecot de Vortek® con mandril para nefrostomía percutánea

Clase CE

IIb (Regla 8)

Esterilización

Estéril y un sólo uso.

Óxido de Etileno (EO).

No utilizar si el envoltorio está dañado o abierto. No reesterilizar

Desechar el producto después de su uso.

Indicaciones

Drenaje percutáneo a corto plazo del tracto urinario superior en caso de obstrucción, en especial relacionada con una litiasis, anomalía congénita o tumor subyacente en el tracto urinario.

Instrucciones de uso SH2014

Contraindicaciones

Trastornos en la coagulación.

Tumores en el riñón y tracto urinario superior (pelvis renal, cáliz renal).

En caso de existir un tumor, el urólogo deberá valorar los riesgos / beneficios de insertar una sonda PCN en función del estado del paciente y de la ubicación del tumor.
Cualquier alergia conocida a los materiales de los productos sanitarios.

Periodo de permanencia

La sonda no puede dejarse más de 4 semanas.

Conservación

Conservar en un lugar fresco, seco y oscuro.

Caducidad

5 años

Referencias

| CH / FR | Empaquetado | Referencias |
|---------|-------------|-------------|
| 8 | x 5 | RCM008 |
| 10 | x 5 | RCM010 |
| 12 | x 5 | RCM012 |
| 14 | x 5 | RCM014 |
| 16 | x 1 | RCM016 |
| 18 | x 1 | RCM018 |
| 20 | x 1 | RCM020 |

Descripción

- Longitud (cm): 35

- **Extremidad renal: abierta, 4 aletas unidas en un a punta cerrada y roma**
- **Extremo proximal con una conexión Luer para la bolsa de orina**
- **La sonda se provee con un Mandril**
- **Radiopaca**
- **Graduada**

Excepto para CH 16, CH 18 y CH 20, la sonda se suministra con:

- Un manguito de fijación de silicona**

- Un conector de P.V.C. de 25 cm de longitud equipado en un extremo con un conector Luer móvil y en el otro extremo con una conexión que permite conectarla a una bolsa de orina
- Una llave de paso.

Materiales: Vortek®: material exclusivo de Coloplast realizado por coextrusión de varios materiales permitiendo obtener un material con distintos grados de rigidez.

Contenido en látex: No

Presentación

Unidad de empleo:

1 sonda (en una vaina de polietileno) y sus accesorios en una bolsa pelable

Unidad de pedido:

5 unidades de empleo en caja de cartón de (mm) 125x30x540 para las referencias RCM008, RCM010, RCM012 y RCM014 y 1 unidad de empleo en caja de cartón de (mm) 80x20x550 para las referencias RCM016, RCM018 y RCM020

Fotografía del pr oducto