



Peto velcro perineal para la sujeción del paciente al sillón o silla de ruedas, con banda a modo de cinturón, que se ajusta mediante velcro a la parte posterior del asiento y se asegura gracias a una hebilla corredera metálica. La parte superior del tórax se sujeta mediante las cintas con clip de los hombros, que se cruzan en la espalda del paciente y se abrochan en el cinturón. El perineal se asegura en la parte posterior del respaldo mediante clip de nylon ajustable.

PETO VELCRO PERINEAL

CARACTERÍSTICAS



Tratamiento hidrófugo antimanchas



Cintas de polipropileno de alta resistencia



Fijación posterior

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DEL PRODUCTO: SALVACLIP Standard

USO PREVISTO: Producto para ayudar al posicionamiento de los pacientes sentados

NOMBRE DEL PRODUCTO: Peto velcro perineal

UDI-DI BÁSICO: 843603535SCPM7

TABLA DE MEDIDAS

| Ref. | Talla | Contorno |
|----------|-------|---------------------------|
| SCP4250 | M | Min. 100 cm / Max. 140 cm |
| SCP4250L | L | Min. 120 cm / Max. 165 cm |

COLOR

- Ext.Azul - Int.Negro
- Cintas azul marino

COMPOSICIÓN

Exterior: 100% Poliéster
Interior: 100% Poliuretano
Cintas: 100% Polipropileno

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 40°C
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- No planchar
- No lavar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvaclip Standard - Peto velcro perineal
- 1 - Manual de instrucciones y seguridad