

Micropore™

Referencias: 1530-0/1/2/3



DESCRIPCION COMERCIAL

Espiradrapo de papel poroso.

INDICACIONES

Para preparar apósitos y para fijar todo tipo de dispositivos y tubuladuras sobre todo tipo de pieles, incluso las más sensibles (niños, rostro, zonas con aplicación reiterada de espiradrapos), pieles que necesitan la aplicación de una pomada o loción sobre la zona en que se encuentra aplicado el espiradrapo.

COMPOSICION DEL MATERIAL Y DEL EMPAQUETADO

Formado por un soporte de fibras de rayón entrelazadas no tejidas.
Revestido de un adhesivo acrílico químicamente inerte
No contiene látex.

Empaquetado:

Caja y Embalaje de Cartón reciclable 100%

REFERENCIAS

Nombre producto	Ref.3M	Ancho mm	Longitud m.
Micropore	1530-0	12	9,14
Micropore	1530-1	25	9,14
Micropore	1530-2	50	9,14
Micropore	1530-3	75	9,14

Hoja de Información Técnica del Producto

VENTAJAS - BENEFICIOS

Hipoalergénico.

Transpirable.

Adaptable.

Fácil rasgado.

Cuenta con adhesión inicial media (lo que permite su reposicionamiento) y que aumentará con el tiempo.

Permite la aplicación de cremas y lociones sobre el esparadrapo cuando ya está adherido a la piel

Fácil de manipular con guantes.

Es transparente a los rayos X.

No deja residuos.

ESPECIFICACIONES

Adhesión a la piel: 0 horas: 30 g / cm, 48 horas: 100 g / cm

Índice de transmisión del vapor húmedo: 4.200 g / m² / 24 horas

Resistencia al rasgado: 4 Newtons

Resistencia a la tracción: 9,2 g / pulgada

Elongación: 10 %

Debobinado: 10 g / pulgada

Porosidad al aire (sección): < 1

ENVASADO

Etiqueta del envase indica: Código de Artículo, Referencia Comercial, Descripción multi-idioma, EAN, Lote, Caducidad, Marca CE con Código de Fabricante, Marca de No Reutilización.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente.

Evitar calor y humedad excesivos.

La fecha de caducidad figura registrada en la caja y es de 5 años a partir de la fabricación del esparadrapo.