

DIU NOVAPLUS® T 380 Ag

Referencias / References
01010500 / 01010600 / 01010700



DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Dispositivo Intrauterino con armadura base en forma de "Y" peculiar que se escamotea totalmente dentro de la cánula de inserción al tirar de los hilos. Está provisto de un alambre de cobre de 380 mm² con núcleo de plata.

Para uso y acción anticonceptiva. Producto de un solo uso estéril.

Producto Sanitario implantable no activo con marcado CE según la Directiva 93/42/CEE

Clase III

Intrauterine Device with a "Y" shaped structure which can be completely inserted into the insertion tube by pulling the threads. It has a 380 mm² copper wire with silver core.

For contraception. Sterile, single-use product.

EC marked non active implantable device according to Directive 93/42/EEC

Class III

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Componente <i>Component</i>	Composición <i>Composition</i>	Dimensiones <i>Dimensions</i>			
Armadura del DIU <i>IUD structure</i>	Polietileno + Sulfato de Bario <i>Polyethylene + Barium Sulfate</i>	Ref. / <i>Ref.</i> 01010500 01010600 01010700	Tamaño / <i>Size</i> Normal Mini Maxi	Ancho / <i>Width</i> 31 mm 24 mm 36,5 mm	Long. / <i>Length</i> 33 mm 30,5 mm 38 mm
Alambre <i>Wire</i>	Pureza Cobre 99,99% <i>Copper Purity 99,99%</i>	Diám. / <i>Diam.</i> 0,4 mm	Long. / <i>Length</i> 302 mm	Sup. / <i>Surface</i> 380 mm ²	Diám. Núcleo Plata / <i>Silver Core Diam.</i> 0,1 mm
Hilo Extracción <i>Removal thread</i>	Polietileno <i>Polyethylene</i>	Diámetro / <i>Diameter</i> 0,25 mm		Longitud / <i>Length</i> 280 mm x 2	
Varilla Inserción <i>Rod</i>	Polipropileno <i>Polypropylene</i>	Diámetro / <i>Diameter</i> 2,20 mm		Longitud útil / <i>Useful length</i> 200 mm	
Cánula Inserción <i>Insertion Tube</i>	Polietileno <i>Polyethylene</i>	Diámetro ext. / <i>Outside diameter</i> 3,8 mm		Longitud / <i>Length</i> 195 mm	
Tope <i>Top Gauge</i>	Polipropileno <i>Polypropylene</i>	Ancho / <i>Width</i> 7,80 mm		Longitud / <i>Length</i> 12,50 mm	Altura / <i>Height</i> 6,25 mm

SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN / STERILIZATION METHOD

Óxido de Etileno
Ethylene Oxide

SISTEMA DE INSERCIÓN / INSERTION SYSTEM

Por expulsión del DIU de la cánula al útero mediante varilla.
Pushing the IUD from the insertion tube into the uterus using the rod.

ENVASADO / PACKAGING

Carpeta unitaria
Single package

TIEMPO MÁXIMO "IN SITU" / MAXIMUM TIME "IN SITU"

5 años
5 years