


## Palomillas de seguridad

### Palomillas de seguridad BD Vacutainer Safety-Lok™

Las palomillas de seguridad BD Vacutainer Safety-Lok™ para extracción de sangre venosa tienen un mecanismo de seguridad integrado que, una vez activado, protege frente a los pinchazos accidentales.

- **Confirmación de acceso venoso:**  
Cuando la aguja penetra en la vena de forma adecuada, la sangre fluye inmediatamente y se observa a través del cuerpo de la palomilla.
- **Versatilidad:**  
Para extracción de sangre venosa y para infusiones cortas de hasta dos horas
- **Activación inmediata con una sola mano:**  
La activación del mecanismo de seguridad con una sola mano permite prestar más atención al paciente y al lugar de venopunción
- **Protección frente a pinchazos accidentales:**  
Tras realizar la venopunción, el mecanismo de seguridad integrado se desliza sobre la aguja, cubriéndola completamente. La correcta activación se confirma mediante un *click*.



#### Más información

BD recomienda que se use un portatubos de un solo uso BD Vacutainer con los accesos venosos que no tengan portatubos integrado

Si lo desea, puede solicitar información técnica y/o clínica

### Palomillas de seguridad BD Vacutainer Safety-Lok™

Nº Ref	Calibre	Longitud Aguja	Longitud Tubular	Adaptador Luer	Código de color	Presentación
367282	21G (0.8mm)	19mm	178mm	Sí		50/200
367286	21G (0.8mm)	19mm	305mm	Sí		50/200
367246	21G (0.8mm)	19mm	305mm	No		50/200
367284	23G (0.6mm)	19mm	178mm	Sí		50/200
367288	23G (0.6mm)	19mm	305mm	Sí		50/200
367247	23G (0.6mm)	19mm	305mm	No		50/200
367295	25G (0.5mm)	19mm	178mm	Sí		50/200
368383	25G (0.5mm)	19mm	305mm	No		50/200