

LENOPLAST

Venda elástica adhesiva



DESCRIPCIÓN

Clasificación (RD1591/2009): Clase I

Nº Organismo notificador CE: -

1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La unidad de LENOPLAST está constituida por:

- Tejido elástico de algodón 100% blanqueado.
- Masa adhesiva de caucho natural y colofonia dispuesta en forma de fina capa aplicada uniformemente sobre la superficie de la venda.
- Lámina blanca de polietileno de alta densidad o material similar gofrado.
- Centro blanco con bordes no cortantes de polipropileno o similar.
- Bolsa de polipropileno transparente impreso.

2. ENVASADO

2.1 Envase unitario

- Presentación unitaria:**
 - ✓ Bolsa termosellada de polipropileno transparente impreso.
 - ✓ Caja unitaria de celulosa.
- Presentación Hospitalaria:**

- ✓ *Bolsa termosellada de polipropileno transparente.*

2.2 *Envase presentación o de venta*

- *Presentación unitaria:*
 - ✓ *Caja de cartón corrugado de 50 unidades con estuche.*
- *Presentación hospitalaria*
 - ✓ *Caja de cartón corrugado con 30 unidades sin estuche.*
 - ✓ *Bolsa de plástico retráctil (polietileno) con 2 envases de 30 unidades, lo que constituye la unidad de venta.*

3. **DESCRIPCIÓN**

Lenoplast es una venda adhesiva elástica longitudinalmente.

4. **PROPIEDADES**

Debe su extensibilidad a la especial urdimbre del tejido por lo que es elástico en el sentido de la urdimbre o longitudinal.

Presenta falsas orillas que impiden que se deshilache, evitando posibles problemas de estrangulamiento sobre la extremidad donde se aplica el vendaje. Color blanco con línea de guiado central amarilla.

Adhesivo de caucho natural, colofonia y óxido de zinc con elevada fuerza adhesiva sobre la piel.

El adhesivo se dispone sobre el tejido en forma de fina capa porosa y uniforme permitiendo la transpiración de la piel, lo que evita la maceración de la piel.

Presenta márgenes libres de adhesivo lo que evita lesiones en la piel en vendajes aplicados en periodos largos de tratamiento.

Lenoplast presenta un centro inyectado con un diámetro de 18 mm, lo que facilita la aplicación de la venda y evita cortes en las manos del personal sanitario.

5. **INDICACIONES**

Vendajes de soporte, compresivos y fijación de apósitos

6. **CONTRAINDICACIONES**

Como vendaje compresivo está contraindicado en caso de diabetes o afecciones arteriales.

Contraindicado en pacientes que presenten alergia al látex del caucho natural o a la colofonia.

7. **PRECAUCIONES**

Aplicar siempre la venda sobre la piel limpia y seca.

Para la fijación de apósitos aplicar la venda sin tensión y suavemente desde el centro del apósito hacia los extremos. Nunca fijar un extremo y tirar de la venda para asegurar el extremo contrario (puede producir lesiones cutáneas).

8. **CADUCIDAD**

3 años almacenado en lugar fresco (<25 °C) y seco.

FABRICANTE

FARMABAN s.a.