# mobi-tools Grip



Mobi-tools cinturón de movilización. Puede colocarse en el paciente o en el cuidador, proporcionando un elemento de sujeción extra para la movilización y transferencia de pacientes. De este modo se obtiene una mayor dispersión del esfuerzo, evitando la sobrecarga lumbar del cuidador y aumentando la sensación de seguridad del paciente. Se adapta al perímetro de la cintura mediante hebilla corredera. Dispone de asideros ergonómicamente colocados para tareas de transferencia y movilización. Asas dorsales para deambulación.

Fabricado con sándwich textil de espuma de poliéster de 8mm, con una cara de lona de poliéster con recubrimiento de PVC e interior de tejido de poliéster suave al tacto. Cintas de poliéster 50mm de alta resistencia. Hebillas de acetato (POM).

# CINTURÓN DE MOVILIZACIÓN

## **CARACTERÍSTICAS**



Asas de agarre a cada lado, ergonómicamente dispuestas para tareas de transferencia y movilización



Cinturón acolchado con tejido interior de PVC de fácil higienización



Asas dorsales para deambulación

#### **ESPECIFICACIONES**

FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Grip

NOMBRE DE PRODUCTO: Cinturón de movilización

USO PREVISTO: Proporciona un elemento de sujeción extra para realizar tareas de movilización y transferencia de pacientes

UDI-DI BÁSICO: 843603535TMTNJ

### TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)	
		Contorno (Min/Máx)	Ancho
TMT6511	S	60 / 90	10
TMT6512	М	80 / 120	14
TMT6513	L	90 / 140	14

**COLOR** 

NaranjaAzul marino

COMPOSICIÓN

Exterior: 70%PES - 30%PVC

<u>Interior:</u> Poliéster <u>Cintas:</u> Poliéster

Hebillas de acetato (POM)

LIBRE DE LÁTEX

#### **INSTRUCCIONES DE LAVADO**



- Lavar a máquina 40°C
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

#### **PRESENTACIÓN**



• 1 - Mobi-tools Grip - Cinturón de movilización



MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@ medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

