

Ficha Técnica

Div. ARD

Mascarilla de oxígeno 3 en 1 con bolsa reservorio y tubo de oxígeno

Indicación de Uso	Administración de alta concentración de oxígeno, uso en un solo paciente							
Componentes o materiales	Mascarilla: Resinas vinílicas Tubo de oxígeno: PVC Bolsa reservorio: polivinilo							
Referencia	001203-001268							
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Características generales e imagen	 <p>Las mascarillas de oxígeno desechables AirLife® tienen los bordes lisos y acolchados, diseñados para lograr la comodidad del paciente al reducirse los puntos de irritación.</p> <p>Diseño anatómico.</p> <p>Incluye bolsa reservorio, válvulas unidireccionales y tubo de oxígeno con luz resistente a pinzamientos para evitar obstrucciones, con conexión estándar.</p> <p>Incluye válvula de seguridad</p> <p>Goma de sujeción a la cabeza del paciente.</p> <p>Mascarilla 3 en 1 con posibilidad de utilizar como mascarilla de media concentración (sin bolsa de reservorio), mascarilla con reinhalación o mascarilla de no reinhalación.</p>							
Tipo de paciente	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Tipo de paciente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001203</td> <td>Adulto</td> </tr> <tr> <td>001268</td> <td>Pediátrico</td> </tr> </tbody> </table>		Referencia	Tipo de paciente	001203	Adulto	001268	Pediátrico
Referencia	Tipo de paciente							
001203	Adulto							
001268	Pediátrico							
Tubo de oxígeno	Longitud 2,1 m y conexiones estándar							
Libre de Latex	Sí							



© 2018 Vyairé Medical, Inc. o una de sus afiliadas. Todos los derechos reservados. Vyairé Medical y el logo de Vyairé Medical son marcas o marcas registradas de Vyairé Medical, Inc. o una de sus afiliadas. Por favor lea detenidamente las instrucciones de uso que acompañan al producto y siga las instrucciones del etiquetado del producto.

La información contenida en este documento es vigente en el momento de su edición

FT-ARD-001203-001268-REV00-25.07.2018-SB

Ficha Técnica

Div. ARD

Mascarilla de oxígeno 3 en 1 con bolsa reservorio y tubo de oxígeno

PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN												
Presentación	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Referencia</th> <th>Unidades/caja</th> <th>Código GTIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001203</td> <td>50</td> <td>50885403005785</td> </tr> <tr> <td>001268</td> <td>50</td> <td>50885403006027</td> </tr> </tbody> </table>			Referencia	Unidades/caja	Código GTIN	001203	50	50885403005785	001268	50	50885403006027
	Referencia	Unidades/caja	Código GTIN									
	001203	50	50885403005785									
	001268	50	50885403006027									
REFERENCIA NORMATIVA												
Marcado CE	Conforme a la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CE Clase IIa Número de organismo notificado 0086											
	Controlado por nº de lote											
OTROS DATOS												
Fabricante	CareFusion USA YL											
Distribuidor en España	Vyairé Medical, S.L.											



© 2018 Vyairé Medical, Inc. o una de sus afiliadas. Todos los derechos reservados. Vyairé Medical y el logo de Vyairé Medical son marcas o marcas registradas de Vyairé Medical, Inc. o una de sus afiliadas. Por favor lea detenidamente las instrucciones de uso que acompañan al producto y siga las instrucciones del etiquetado del producto.

La información contenida en este documento es vigente en el momento de su edición

FT-ARD-001203-001268-REV00-25.07.2018-SB