

Durapore™

Referencias: 1538-0/1/2/3



DESCRIPCION COMERCIAL

Esparadrapo de seda.

INDICACIONES

Para preparar apósitos y para fijar todo tipo de dispositivos y tubuladuras.
Inmovilización de articulaciones, en especial de dedos.
Sujeción de tubuladuras con alto riesgo de despegarse por estar en zonas húmedas: Sondas nasogástricas, sondas vesicales.

COMPOSICION DEL MATERIAL Y DEL EMPAQUETADO

Formado por un soporte de cinta de seda.
Revestido de un adhesivo acrílico químicamente inerte
No contiene látex.

Empaquetado:

Caja y Embalaje de Cartón reciclable 100%

REFERENCIAS

Nombre producto	Ref.3M	Ancho mm	Longitud m.
Durapore	1538-0	12	9,14
Durapore	1538-1	25	9,14
Durapore	1538-2	50	9,14
Durapore	1538-3	75	9,14

Hoja de Información Técnica del Producto

VENTAJAS - BENEFICIOS

Hipoalergénico.
Transpirable.
Adaptable.
Fácil rasgado en las dos direcciones.
Cuenta con adhesión inicial alta (lo que permite su reposicionamiento) y que aumentará con el tiempo.
Resistente.
Resistente al agua
Fácil de manipular con guantes.
Es transparente a los rayos X.
No deja residuos.

ESPECIFICACIONES

Adhesión a la piel: 0 horas: 47 g / cm, 48 horas: 139 g / cm
Índice de transmisión del vapor húmedo: 440 g / m² / 24 horas
Resistencia a la tracción: 44 g / pulgada
Elongación: 16 %
Debobinado: 25 g / pulgada
Porosidad al aire (sección): > 500

ENVASADO

Etiqueta del envase indica: Código de Artículo, Referencia Comercial, Descripción multi-idioma, EAN, Lote, Caducidad, Marca CE con Código de Fabricante, Marca de No Reutilización.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente.
Evitar calor y humedad excesivos.
La fecha de caducidad figura registrada en la caja y es de 5 años a partir de la fabricación del esparadrapo.