



Cinturón perineal Salvaclip Comfort para butaca, proporciona una sujeción simple y eficaz del paciente a la butaca, permitiendo una total libertad de las extremidades a la vez que impide inclinarse hacia adelante y balancearse. Su diseño ergonómico se sujeta a la butaca mediante cintas de gran resistencia que se abrochan mediante clips. La banda perineal proporciona una mayor sujeción de la zona pélvica del paciente evitando el deslizamiento.

Los cierres clip regulables ofrecen un ajuste rápido e intuitivo, facilitando su aplicación / extracción y permitiendo adaptar el producto a la medida de cada paciente.


Fabricado con material tridimensional de poliéster, que proporciona una alta transpirabilidad, sujeción y superficie hidrófuga que evita que las manchas penetren en el tejido y facilita su limpieza. Cintas reforzadas de poliéster de 45mm de ancho.

CINTURÓN PERINEAL BUTACA

CARACTERÍSTICAS



Clips de apertura de acetato



Tejido 3D Transpirable / Comfortable



Disponible en 2 tallas: M - L



Banda perineal



Tratamiento hidrófugo antimanchas



Cintas de poliéster de alta resistencia



Fijación posterior



Etiqueta indicadora butaca

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DEL PRODUCTO: SALVACLIP Comfort

USO PREVISTO: Producto para ayudar al posicionamiento de los pacientes sentados

NOMBRE DEL PRODUCTO: Cinturón perineal para butaca

UDI-DI BÁSICO: 843603535SCPM7

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm) *
		Contorno Min./Máx.
SCC4415	M	65 / 240
SCC4416	L	85 / 295

COLOR

- Azul
- Cintas negras

COMPOSICIÓN

Cinturón: 95% Poliéster - 5% Poliuretano
Cintas: 100% Poliéster
Clips: Acetal (POM)
LIBRE DE LÁTEX

* Las medidas de contorno son totales (silla + paciente)

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 60°C
- No usar lejía
- Secar a temperatura baja
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvaclip Comfort - Cinturón perineal para butaca
- 1 - Manual de instrucciones y seguridad