


# FICHA TÉCNICA AGUJAS DE CÁNULA MESORELLE



1	Nombre Producto	Aguja de cánula de mesorelle		
2	Medidas y tipos	Ver tabla a continuación		
3	Normativa de referencia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ISO 7864 “Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso”</li> <li>2. ISO 9626 “Tubos de agujas de acero inoxidable para la fabricación de dispositivos médicos”</li> </ol>		
4	Materiales	Dejar	Materiales	Estándar aplicado
		Ago	Acero: SUS304	PLANTILLA S 4305
		Ataque (centro)	Polietileno (MG03MA)	ISO10993
		Tapa protectora	Polietileno (J801)	ISO10993

		Pegamento	Epoxi monocomponente	-
5	Advertencias	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durante el transporte mantener alejado de altas temperaturas, luz directa y agua, proteger de fuertes vibraciones o golpes.</li> <li>2. Conservar en el interior, manteniendo alejado de altas temperaturas, alta humedad, fuentes de luz directa y agua.</li> </ol>		



línea de productos **meso-relle** para uso médico



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La aguja cánula de Mesorelle es una microcánula o aguja hipodérmica flexible con punta cerrada, redondeada y atraumática. Su apertura es en posición lateral.

La aguja de cánula Mesorelle se utiliza en asociación con una aguja clásica, lo que permite crear la abertura a través de la cual se introduce el tubo de la aguja de cánula Mesorelle en la dermis del paciente. El accesorio Luer Lock de la aguja de cánula Mesorelle permite

una conexión fácil y segura a cualquier jeringa Luer Lock.

La aguja de cánula Mesorelle y la relativa aguja clásica se venden juntas en el mismo paquete.

Medidas	ÁRBITRO	Embalaje
22Gx50mm y aguja 21Gx25mm	M0222G50	Caja 25 uds.
22Gx70mm y aguja 21Gx25mm	M0222G70	Caja 25 uds.
25Gx40mm y aguja 23Gx25mm	M0225G40	Caja 25 uds.
25Gx50mm y aguja 23Gx25mm	M0225G50	Caja 25 uds.
27Gx40mm y aguja 26Gx13mm	M0227G40	Caja 25 uds.
30Gx30mm y aguja 27Gx13mm	M0230G30	Caja 25 uds.

La aguja de cánula Mesorelle es un dispositivo médico desechable.

La aguja de cánula Mesorelle tiene una validez de 5 años después de la fecha de esterilización con óxido de etileno .

#### USO PREVISTO

La aguja de cánula Mesorelle se utiliza para irrigaciones o inyecciones intradérmicas.

#### INDICACIONES DE USO

La aguja cánula Mesorelle está indicada como tratamiento en terapias basadas en irrigaciones o inyecciones intradérmicas. **CAMPOS DE APLICACIÓN**

Reumatología, traumatología, medicina deportiva y medicina estética.

#### SUJETOS Y CONDICIONES MÉDICAS

No existen restricciones de edad ni de género respecto al uso de la aguja cánula Mesorelle, solo existe una condición en cuanto al peso: el paciente debe pesar más de 16 kg.

La aguja cánula Mesorelle está indicada para irrigaciones o inyecciones intradérmicas. Datos regulatorios