



Endo Surgery

FICHA TÉCNICA**

Filamide™

NOMBRE COMERCIAL

Filamide™

DEFINICIÓN

Sutura quirúrgica sintética, no absorbible, estéril, monofilamento de Poliamida. Conforme a U.S.P..

FABRICANTE

Meril Endo Surgery Pvt. Ltd. Third Floor, E1-E3, Meril Park, Survey No. 135/2/B & 174/2, Muktanand Marg, Chala, Vapi – 396 191, Gujarat, India.

PLANTA DE PRODUCCIÓN:

El material que compone la sutura Filamide™ se compra como materia prima que es sometida a una serie de procesos de transformación hasta obtener el producto terminado. Todo el proceso de fabricación se realiza en Salas Blancas de Clase ISO 8 o Grado D, es decir, Clase 100.000. La Sala Blanca tiene un ambiente controlado donde se mantienen parámetros adecuados de temperatura, humedad y presión diferencial.

DESCRIPCIÓN

Sutura quirúrgica sintética, no absorbible y monofilamento disponible en una amplia gama de calibres, tanto montada en agujas de diferentes tipos como en hilo sin aguja.

COMPOSICIÓN

La sutura monofilamento está compuesta por Poliamida 6 $[(\text{NH}-\text{CO}-(\text{CH}_2)_5)_n]$ y Poliamida 6,6 $(\text{NH}(\text{CH}_2)_6-\text{NH}-\text{CO}-(\text{CH}_2)_4-\text{CO})_n$.

Las suturas Filamide™ están disponibles teñidas con extracto de Logwood. La sutura no es antigénica ni pirogénica.

COLOR

Teñida:

Azul: Sec. 74.3102 FD&C Azul n° 2.



O

Negra: Sec. 74.3054 D&C Negra n° 4.



CALIBRES

de USP 10-0 (EP 0.2) a USP 2 (EP 5)

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO

La sutura Filamide™ cumple con los requisitos establecidos por la Farmacopea Estadounidense (U.S.P.) para suturas quirúrgicas no absorbibles y la Farmacopea Europea (E.P) para Hilo sintético estéril no absorbible monofilamento.

FUNCIONAMIENTO *in-vivo*

La sutura Filamide™ induce una mínima reacción tisular inflamatoria, que es seguida por una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso. Si bien la poliamida no se absorbe, la hidrólisis progresiva de la sutura *in vivo* puede provocar una pérdida gradual de la fuerza tensil con el paso del tiempo.

INDICACIONES

La sutura no absorbible Filamide™ está indicada para la aproximación de tejidos blandos en general, incluyendo el cierre de piel y/o ligadura en procedimientos de cirugía cardiovascular y oftálmica, así como en microcirugía.

ENVASADO

El envase de las suturas es conforme al anexo II de la Directiva 93/42/CEE, modificada por la Directiva 2007/47/CEE relativa a los productos sanitarios. Toda la documentación requerida se conserva en el establecimiento del fabricante.

Envase primario: las suturas Filamide™ se presentan enrolladas en forma ovalada o en forma de 8. Las suturas Filamide™ se colocan delicadamente en el soporte Less Memory (LMT – Polietileno de alta densidad), que minimiza el efecto memoria, protegido por una cubierta de papel o en un envoltorio Triple Craft (PF). Los soportes o los envoltorios se envasan en un sobre que tiene la cara delantera (anverso) de poliéster moldeable CPT y la trasera (reverso) de Tyvek, selladas entre sí.

Envase secundario: caja dispensadora de 12, 24 o 36 sobres, incluye las “Instrucciones de uso” (IFU).

Envase terciario: los envases secundarios se agrupan y embalan para su envío y transporte en cajas de cartón de distintos tamaños en función del número de envases que contengan.

ETIQUETAS

En los envases Primario, Secundario y Terciario (Caja de Venta), se indica toda la información requerida por la legislación vigente y para la gestión correcta del producto, desde su conservación en almacén hasta su uso en quirófano.

ESTERILIZACIÓN

Radiación - Nivel de garantía de esterilidad (SAL) 10^{-6} .
Conforme a la norma ISO 11137.

CONSERVACIÓN En lugar seco, por debajo de 25 °C, protegido de la luz del sol. Producto de un solo uso (no reesterilizar), no utilizar si el envase está dañado.

CADUCIDAD 5 años

EMDN Mounted polyamide monofilament: H010201010101
Unmounted polyamide monofilament: H010201010102

**SISTEMA DE CALIDAD DE
LA PLANTA DE
PRODUCCIÓN**

EU MDR 2017/745:2017, EN ISO 13485:2016, EN ISO 14971:2019, ISO/TR 24971:2020, EN 62366-1:2015, ISO/TR 62366-2:2016, USP 45 NF 40, EP 10th Edition, EN ISO 14630:2012, EN ISO 10993-1:2020, EN ISO 10993-3:2014, EN ISO 10993-4:2017, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-6:2016, EN ISO 10993-10:2021, EN ISO 10993-23:2021, EN ISO 10993-11:2018, EN ISO 10993-18:2020, EN ISO 11607-1:2020, EN ISO 11607-2:2020, EN ISO 11137-1:2019, EN ISO 11137-2:2015, EN ISO 11737-1:2021, EN ISO 11737-2:2020, EN 556-1:2006, EN ISO 14644-1:2015, EN ISO 14644-2:2015, EN ISO 14644-3:2019, EN 20417:2021, EN ISO 15223-1:2021, ASTM F 1980:2021, ASTM F 899:2020, ASTM F 3014:2014, ASTM F 88:2021, ASTM F1886/F1886M:2016, ASTM F 1929:2015, ASTM D4169:2022, ASTM D999:2015, ASTM D5276:2019, MDCG 2020-6:2020, MDCG 2020-7:2020, MDCG 2020-8:2020, MDCG 2019-9:2022, MDCG 2021-24:2021, MEDDEV 2.4/1; Rev.9/2010, MEDDEV 2.7.1; Rev.4/2016, MEDDEV 2.12/1; Rev.8/2013, MEDDEV 2.12/2; Rev.2/2010., United States Pharmacopoeia 45 NF 40 & EUROPEAN PHARMACOPOEIA 10th Edition.

CONFORMIDAD Anexo II, incluida la sección 4 de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.

CE N° 2195

Representante autorizado SRN BE-AR-000000106

CLASIFICACIÓN Clase III según la Regla 8, de la Sección 2.4 de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE

CCPS Registro N° Sutura con aguja: PS/2023/03673(D)
Sutura sin aguja: PS/2023/03673(D)

SIN LÁTEX Todas las suturas Meril son libres de Látex.

SIN FTALATOS Todas las suturas Meril son libres de Ftalatos.

Rev. noviembre 2023



FILAMIDE™

Non-Absorbable Monofilament Polyamide Suture

CURVATURE	TAPER POINT 	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
3/8	5 mm 	10-0	0,2	13	1	12	Black	NYL1002850	
		9-0	0,3	13	1	12	Black	NYL903905	
		9-0	0,3	13	1	12	Black	NYL902829	
		8-0	0,4	13	1	12	Black	NYL802812	
	6 mm 	9-0	0,3	38	1	12	Black, Ultrapoint needle	NYL903709	
		8-0	0,4	38	1	12	Black	NYL803708	
	6,5 mm 	8-0	0,4	15	1	12	Black	NYL802808	
	6,5 mm  	9-0	0,3	13	1	12	Black, Black needle	NYL902909VB	
		8-0	0,4	13	1	12	Black, Black needle	NYL802908VB	
	6,5 mm 	9-0	0,3	25	1	12	Black	NYL902800DN	
	9 mm 	8-0	0,4	90	1	12	Black	NYL808170	
		7-0	0,5	60	1	12	Black	NYL706009	
		6-0	0,7	75	1	12	Black	NYL607509	
	9 mm 	8-0	0,4	45	1	12	Black	NYL808170DN	
	13 mm 	5-0	1	90	1	12	Black	NYL509013DN	
	18 mm 	4-0	1,5	75	1	12	Black	NYL403418	
	25 mm 	3-0	2	90	1	12	Black	NYL306631	
	30 mm 	2-0	3	70	1	12	Black	NYL207030	
		0	3,5	90	1	12	Black	NYL107031	


FILAMIDE™

Non-Absorbable Monofilament Polyamide Suture

CURVATURE	TAPER POINT 	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
1/2	22 mm 	3-0	2	90	1	12	Black	NYL309022	
	28 mm 	5-0	1	75	1	12	Black	NYL505528	
		4-0	1,5	75	1	12	Black	NYL405428	
	30 mm 	0	3,5	100	1	12	Black	NYL100738	
		1	4	100	1	12	Black	NYL010500	
	31 mm 	2-0	3	100	1	12	Black	NYL200568	
		1	4	100	1	12	Black	NYL010745	
	31 mm 	0	3,5	150	1	12	Black, Loop	NYL100739	
	35 mm 	3-0	2	75	1	12	Black	NYL303335	
		1	4	90	1	12	Black	NYL010743	
		2	5	75	1	12	Black	NYL023235	
	35 mm 	1	4	150	1	12	Black, Loop	NYL010743XL	
	40 mm 	3-0	2	75	1	12	Black	NYL305340	
		2-0	3	75	1	12	Black	NYL205240	
		0	3,5	100	1	12	Black, Heavy needle	NYL10 3346	
		1	4	100	1	12	Black, Heavy needle	NYL01 3347	
	40 mm 	0	3,5	150	1	12	Black, Loop	NYL10 3340	
	45 mm 	2	5	75	1	12	Black	NYL023245	



FILAMIDE™

Non-Absorbable Monofilament Polyamide Suture

CURVATURE	TAPER POINT	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
	 48 mm	1	4	100	1	12	Black	NYL010749	
	 48 mm	0	3,5	150	1	12	Black	NYL100741	
		1	4	200	1	12	Black, Loop	NYL010768	
		1	4	150	1	12	Black, Heavy needle, Loop	NYL01 3348	
	 50 mm	1	4	90	1	12	Black	NYL013349	


FILAMIDE™

Non-Absorbable Monofilament Polyamide Suture

CURVATURE	BLUNT POINT 	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
1/2	40 mm 	0	3,5	150	1	12	Black, Loop	NYL100724	
		0	3,5	150	1	12	Black, Loop	NYL10724	
	50 mm 	1	4	150	1	12	Black, Loop	NYL010729XL	

FILAMIDE™

Non-Absorbable Monofilament Polyamide Suture

CURVATURE	TAPERCUTTING 	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
1/2	36 mm 	3-0	2	90	1	12	Black	NYL303236	
		2-0	3	90	1	12	Black	NYL203236	
	40 mm 	2-0	3	90	1	12	Black	NYL203241	
		0	3,5	100	1	12	Black	NYL103349	
		1	4	90	1	12	Black	NYL015415	
		1	4	90	1	12	Blue	NYL015415BU	
	45 mm 	1	4	90	1	12	Black	NYL010757	
		2	5	90	1	12	Black	NYL023246	
	45 mm 	1	4	200	1	12	Black, Loop	NYL010758	
	48 mm 	0	3,5	100	1	12	Black	NYL100742	
		2	5	90	1	12	Black	NYL023248	

FILAMIDE™

Non-Absorbable Monofilament Polyamide Suture

CURVATURE	FLASH POINT REVERSE CUTTING	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
3/8	10 mm 	5-0	1	45	1	12	Black	NYL501601	
	11 mm 	6-0	0,7	45	1	12	Black	NYL601610	
		4-0	1,5	45	1	12	Black	NYL401612	
		4-0	1,5	45	1	12	Blue	NYL401612BU	
	13 mm 	6-0	0,7	45	1	12	Black	NYL601851	
		6-0	0,7	45	1	12	Blue	NYL601851BU	
		5-0	1	45	1	12	Black	NYL501852	
		5-0	1	45	1	12	Blue	NYL501852BU	
	16 mm 	6-0	0,7	90	1	12	Black	NYL601614XL	
		6-0	0,7	45	1	12	Black	NYL601614	
		6-0	0,7	45	1	12	Blue	NYL601614BU	
		5-0	1	75	1	12	Black	NYL501616	
		5-0	1	75	1	12	Blue	NYL501616BU	
		5-0	1	45	1	12	Black	NYL505668	
		5-0	1	45	1	12	Blue	NYL505668BU	
		4-0	1,5	75	1	12	Black	NYL401861XL	
		4-0	1,5	75	1	12	Blue	NYL401861BXL	
		4-0	1,5	45	1	12	Black	NYL401861	
		4-0	1,5	45	1	12	Blue	NYL401861BU	
	19 mm 	5-0	1	75	1	12	Black	NYL501618XL	
		5-0	1	75	1	12	Blue	NYL501618BXL	
		5-0	1	45	1	12	Black	NYL501618	
		5-0	1	45	1	12	Blue	NYL501618BU	
		4-0	1,5	90	1	12	Black	NYL401618	
		4-0	1,5	90	1	12	Blue	NYL401618BU	
		4-0	1,5	75	1	12	Black	NYL401619	
		4-0	1,5	75	1	12	Blue	NYL401619BU	
		4-0	1,5	45	1	12	Black	NYL401620	ex NYL40662
		4-0	1,5	45	1	12	Blue	NYL401620BU	
		3-0	2	90	1	12	Black	NYL301622	
		3-0	2	90	1	12	Blue	NYL301622BU	
		3-0	2	75	1	12	Black	NYL301621XL	
		3-0	2	45	1	12	Black	NYL301621	
	24 mm 	3-0	2	45	1	12	Blue	NYL301857	

FILAMIDE™

Non-Absorbable Monofilament Polyamide Suture

CURVATURE	FLASH POINT REVERSE CUTTING	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
3/8	26 mm 	3-0	2	90	1	12	Black	NYL301625	ex NYL301625Q1
		3-0	2	75	1	12	Blue	NYL301685	
		3-0	2	70	1	12	Blue	NYL30 3328	
		3-0	2	70	1	12	Black	NYL30 3328HT	
		3-0	2	45	1	12	Blue	NYL301625BU	
		3-0	2	45	1	12	Black	NYL301625SL	
		3-0	2	45	1	12	Blue	NYL30 3328ML	
		3-0	2	35	1	12	Black	NYL30 3328SL	
		2-0	3	90	1	12	Black	NYL201626	
		2-0	3	90	1	12	Blue	NYL201626BXL	
		2-0	3	75	1	12	Blue	NYL201626BU	
	35 mm 	3-0	2	90	1	12	Black	NYL301627	
		3-0	2	90	1	12	Blue	NYL301627BU	

FILAMIDE™

Non-Absorbable Monofilament Polyamide Suture

CURVATURE	FLASH POINT CONVENTIONAL CUTTING 	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
3/8	13 mm 	6-0	0,7	70	1	12	Black	NYL60 3351	
	16 mm 	6-0	0,7	90	1	12	Black	NYL601615	
		6-0	0,7	45	1	12	Black	NYL601866	
		5-0	1	90	1	12	Blue	NYL501854	
		5-0	1	75	1	12	Black	NYL501616CT	
		5-0	1	45	1	12	Black	NYL501865	
		5-0	1	35	1	12	Black	NYL503315	
		4-0	1,5	90	1	12	Black	NYL403319	
		4-0	1,5	70	1	12	Black	NYL403318	
	19 mm 	4-0	1,5	70	1	12	Black	NYL403567	
		4-0	1,5	60	1	12	Black	NYL403357	

FILAMIDE™

Non-Absorbable Monofilament Polyamide Suture

CURVATURE	 REVERSE CUTTING	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
3/8	6 mm 	8-0	0,4	38	1	12	Black	NYL803343	
	10 mm 	6-0	0,7	70	1	12	Black	NYL603320	
		4-0	1,5	70	1	12	Black	NYL403326XL	
		4-0	1,5	38	1	12	Black	NYL403326	
	12 mm 	5-0	1	70	1	12	Black	NYL503317	
	13 mm 	5-0	1	90	1	12	Black	NYL503316	
		5-0	1	70	1	12	Black	NYL503752	
		5-0	1	60	1	12	Black	NYL503353	
	16 mm 	3-0	2	75	1	12	Black	NYL305107	
		3-0	2	75	1	12	Blue	NYL305107BU	
		3-0	2	45	1	12	Black	NYL302140	
		3-0	2	45	1	12	Blue	NYL302140BU	
	19 mm 	6-0	0,7	45	1	12	Black	NYL601600	
		3-0	2	45	1	12	Blue	NYL3013498	
		2-0	3	75	1	12	Black	NYL2033210	
		2-0	3	75	1	12	Blue	NYL2033210BU	
		2-0	3	45	1	12	Black	NYL2033210SL	
		2-0	3	45	1	12	Blue	NYL2033210BSL	
	24 mm 	4-0	1,5	90	1	12	Black	NYL403424XL	
		4-0	1,5	75	1	12	Black	NYL403424	
		4-0	1,5	75	1	12	Blue	NYL403424BU	
		4-0	1,5	45	1	12	Black	NYL403424SL	
		4-0	1,5	45	1	12	Blue	NYL403424BSL	
		3-0	2	75	1	12	Black	NYL305669	
		3-0	2	75	1	12	Blue	NYL305669BU	
		3-0	2	45	1	12	Black	NYL301663	
		2-0	3	75	1	12	Black	NYL2093368XL	
		2-0	3	75	1	12	Blue	NYL2093368XLB	
		2-0	3	45	1	12	Black	NYL2093368	
		2-0	3	45	1	12	Blue	NYL2093368BU	



FILAMIDE™

Non-Absorbable Monofilament Polyamide Suture

CURVATURE	REVERSE CUTTING 	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
3/8	25 mm 	2-0	3	90	1	12	Black	NYL206641	
		2-0	3	90	1	12	Black	NYL206641BU	
		2-0	3	45	1	12	Black	NYL200664	
	30 mm 	3-0	2	100	1	12	Black	NYL303330	
		3-0	2	75	1	12	Black	NYL303330SL	
		3-0	2	75	1	12	Blue	NYL303330BSL	
		2-0	3	90	1	12	Black	NYL203232	
		2-0	3	75	1	12	Black	NYL203232SL	
		2-0	3	75	1	12	Blue	NYL203232BSL	
		0	3,5	90	1	12	Black	NYL103227	
		0	3,5	90	1	12	Blue	NYL103227BU	
		0	3,5	75	1	12	Black	NYL103227SL	
		1	4	75	1	12	Black	NYL015492	
		1	4	75	1	12	Blue	NYL013130	
	37 mm 	0	3,5	75	1	12	Blue	NYL103037	
	38 mm 	2-0	3	90	1	12	Black	NYL202422	
		2-0	3	90	1	12	Blue	NYL202422BU	
	39 mm 	2-0	3	90	1	12	Blue	NYL202751	
		1	4	75	1	12	Blue	NYL013139	
		2	5	90	1	12	Blue	NYL023239BU	
	40 mm 	3-0	2	75	1	12	Blue	NYL303339BU	
		2-0	3	100	1	12	Blue	NYL203333BU	
		2-0	3	75	1	12	Blue	NYL202751SL	
		2-0	3	70	1	12	Black	NYL20 3333	
		0	3,5	90	1	12	Black	NYL104573	
		0	3,5	90	1	12	Blue	NYL104573BU	
		0	3,5	75	1	12	Black	NYL102566	
		0	3,5	75	1	12	Blue	NYL102566BU	

FILAMIDE™

Non-Absorbable Monofilament Polyamide Suture

CURVATURE	 REVERSE CUTTING	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
3/8	45 mm 	2-0	3	100	1	12	Blue	NYL205859	
		2-0	3	100	1	12	Black	NYL203336XL	
		2-0	3	70	1	12	Black	NYL203336	
		2-0	3	45	1	12	Black	NYL203336ML	
		2-0	3	35	1	12	Black	NYL203336SL	
		0	3,5	150	1	12	Black	NYL103337XL	
		0	3,5	70	1	12	Black	NYL103337	
		2	5	75	1	12	Black	NYL023241	
	60 mm 	2-0	3	100	1	12	Black	NYL200728	
	80 mm 	3-0	2	90	1	12	Black	NYL300590	
	90 mm 	2-0	3	100	1	12	Blue	NYL200795	
		2	5	90	1	12	Black	NYL023290	
		2	5	90	1	12	Blue	NYL023290BU	

FILAMIDE™

Non-Absorbable Monofilament Polyamide Suture

CURVATURE	REVERSE CUTTING 	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
1/2	8 mm 	5-0	1	45	1	12	Nero	NYL501765	
	17 mm 	5-0	1	45	1	12	Nero	NYL501602	
	19 mm 	3-0	2	75	1	12	Blu	NYL306740	
	20 mm 	3-0	2	75	1	12	Nero	NYL303370	
	26 mm 	2-0	3	90	1	12	Nero	NYL209026	
	30 mm 	2-0	3	90	1	12	Nero	NYL203682	
	36 mm 	2-0 2-0 1	3 3 4	90 90 90	1 1 1	12 12 12	Nero Blu Nero	NYL203256 NYL203256BU NYL0154046	
	37 mm 	1	4	90	1	12	Nero	NYL010390Z	ex NYL010390Q1
	40 mm 	3-0 0 0 2 2 2	2 3,5 3,5 5 5 5	90 100 100 100 75 75	1 1 1 1 1 1	12 12 12 12 12 12	Nero Nero Blu Blu Nero Blu	NYL305341 NYL100737 NYL100737BU NYL022407XL NYL022407 NYL022407BU	



FILAMIDE™

Non-Absorbable Monofilament Polyamide Suture

CURVATURE	REVERSE CUTTING	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
1/2	45 mm	1	4	100	1	12	Black, Heavy needle	NYL013338	
	48 mm	1	4	100	1	12	Black	NYL013148	
		1	4	100	1	12	Black	NYL013148BU	
		2	5	90	1	12	Black	NYL023259	
	50 mm	1	4	100	1	12	Black	NYL01 3362	

FILAMIDE™

Non-Absorbable Monofilament Polyamide Suture

CURVATURE	CONVENTIONAL CUTTING	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
3/8	15 mm 	6-0	0,7	45	1	12	Black	NYL603615	
		5-0	1	45	1	12	Black	NYL5018951	
	16 mm 	5-0	1	45	1	12	Blue	NYL5013486	
		3-0	2	70	1	12	Black	NYL30 3321	
	19 mm 	4-0	1,5	75	1	12	Black	NYL403419	
	24 mm 	2-0	3	75	1	12	Black	NYL203224	
		0	3,5	75	1	12	Black	NYL103024	
		0	3,5	75	1	12	Blue	NYL103024BU	
	25 mm 	3-0	2	75	1	12	Black	NYL303326	
	26 mm 	6-0	0,7	70	1	12	Black	NYL603331	
		5-0	1	45	1	12	Blue	NYL5013487	
		3-0	2	100	1	12	Blue	NYL3013500	
	40 mm 	2-0	3	45	1	12	Blue	NYL200786	
	78 mm 	2	5	45	1	12	Black	NYL020290	
	90 mm 	2-0	3	100	1	12	Blue	NYL200796	
		0	3,5	100	1	12	Black	NYL103090	
		1	4	90	1	12	Black	NYL013190	
		1	4	90	1	12	Blue	NYL013190BU	
		1	4	70	1	12	Black	NYL01 3397	
		1	4	50	2	12	Black	NYL012797	
		2	5	100	1	12	Blue	NYL020798BU	
		2	5	70	1	12	Black	NYL023398	

FILAMIDE™

Non-Absorbable Monofilament Polyamide Suture

CURVATURE	CONVENTIONAL CUTTING	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
1/2	40 mm	2-0	3	45	1	12	Black	NYL200787	
	48 mm	1	4	100	1	12	Black	NYL013149	
STRAIGHT	55 mm	2-0	3	100	1	12	Blue	NYL2013506	
		2-0	3	90	1	12	Black	NYL200776	
	60 mm	3-0	2	70	1	12	Black	NYL30 3388	
		3-0	2	75	1	12	Blue	NYL306441	
		3-0	2	75	1	12	Black	NYL300627	
		2-0	3	70	1	12	Black	NYL203390	
		2-0	3	90	1	12	Black	NYL200628	
		2-0	3	90	1	12	Blue	NYL203390BU	
		0	3,5	70	1	12	Black	NYL10 3389	

FILAMIDE™

Non-Absorbable Monofilament Polyamide Suture

NON-NEEDED THREADS IN STANDARD LENGTHS	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
	USP	EP						
	2-0	3	76	2	12	Black	NYS20903	
	2-0	3	35	5	12	Black	NYS20703	
	0	3,5	76	2	12	Black	NYS10904	
	1	4	100	2	12	Black	NYS01185	
	1	4	76	2	12	Black	NYS01905	
	1	4	75	10	12	Black	NYS011075	
	1	4	35	5	12	Black	NYS01705	
	2	5	76	2	12	Black	NYS02906	

CURVATURE	ULTRA POINT CURVED SPATULA 	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
3/8	16 mm 	5-0	1	70	1	12	Black	NYL503726	SPATULA

Needle-Thread Combinations for Ophthalmic Surgery

CURVATURE	 ULTRA POINT CURVED SPATULA	SIZE		THREAD LENGTH CM	N. OF THREADS PER PACK	N. OF PACKS PER BOX	PROPERTIES	CODE	
		USP	EP						
3/8	6 mm 	10-0	0,2	38	1	12	Black	NYL1003718	
		10-0	0,2	13	1	12	Black	NYL1007770	
		9-0	0,3	38	1	12	Black	NYL903715	
		8-0	0,4	38	1	12	Black	NYL803322	
	6 mm 	10-0	0,2	38	1	12	Black	NYL1003719	
		10-0	0,2	20	1	12	Black	NYL1003717DN	
		10-0	0,2	30	1	12	Black	NYL1007003DN	
		9-0	0,3	38	1	12	Black	NYL903714DN	
		8-0	0,4	38	1	12	Black	NYL803324DN	
	6,5 mm 	10-0	0,2	30	1	12	Black	NYL1007061	
	6,5 mm 	10-0	0,2	30	1	12	Black	NYL1009003DN	
		9-0	0,3	30	1	12	Black	NYL901717	
1/2	5 mm 	10-0	0,2	90	1	12	Black	NYL1007000	
	5,5 mm 	10-0	0,2	30	1	12	Black	NYL1009000DN	
	6 mm 	10-0	0,2	30	1	12	Black	NYL1007000DN	