

Aguja de extracción de sangre BD Vacutainer® Eclipse™

La aguja BD Vacutainer® Eclipse™ para extracción de sangre venosa tiene un mecanismo de seguridad integrado que, una vez activado, protege frente a los pinchazos accidentales. Este mecanismo de seguridad es una parte integral del dispositivo de punción y está siempre alineado con el bisel. El mecanismo de seguridad se activa con una sola mano, cubriendo totalmente la aguja. Una vez activado, es irreversible y se confirma la activación con un *click*. El mecanismo de seguridad consta de un triple cierre que ofrece una seguridad añadida.

Más información

BD recomienda que se use un portatubos de un solo uso BD Vacutainer® con los accesos venosos que no tengan portatubos integrado

Si lo desea, puede solicitar información técnica y/o clínica



Aguja de extracción de sangre BD Vacutainer® Eclipse™

Nº Ref	Calibre	Longitud Aguja	Código de color	Presentación
368609	21G (0.8mm)	32mm		48/480
368610	22G (0.7mm)	32mm		48/480

Aguja de extracción de sangre BD Vacutainer® Eclipse™ con portatubos premontado

En esta aguja de seguridad el portatubos ya está premontado, por lo que no es necesario ensamblarlo manualmente. Está lista para usar y viene envasada en un blíster unitario estéril.



Aguja de extracción de sangre BD Vacutainer® Eclipse™ con portatubos premontado

Nº Ref	Calibre	Longitud Aguja	Código de color	Presentación
368650	21G (0.8mm)	32mm		100/1000
368651	22G (0.7mm)	32mm		100/1000