

APOSITO VLIWATIKTIC CARBON ACTIVADO NO ADHESIVO 10 cm. X 10 cm.

VLIWAKTIV

**Apósito absorbente de carbón
activado**

Clasificación (RD1591/2009): Clase I estéril

Nº Organismo notificador CE: 0123

Fabricante: Lohmann & Rauscher
International GmbH & Co. KG



DESCRIPCIÓN

CÓDIGO	MEDIDAS	CODIGO EAN 13	UNIDAD DE VENTA
20254	10 x 10 cm	40 21447 03750 9	20
20255	10 x 20 cm	40 21447 03753 0	20

1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La unidad de VLIWAKTIV apósito absorbente estéril está constituida por:

- ⌘ Sobre de tejido no tejido de viscosa y poliamida.
- ⌘ Material de celulosa.
- ⌘ Protección de polipropileno.
- ⌘ Filtro de fibras de carbón activado.
- ⌘ Adhesivo termofusible de polímero sintético con resinas y ceras.

2. ENVASADO

2.1 Envase unitario

∞ Bolsa termosellada de celulosa.

2.2 Envase presentación o de venta

∞ Caja de cartón.

3. DESCRIPCIÓN

El apósito absorbente estéril de carbón activado, disponible en varias medidas, es la combinación ideal entre una compresa absorbente no adherente con un apósito absorbente de olores y bacterias.

4. PROPIEDADES

Una envoltura de tejido sin tejer afín a la piel y permeable al aire acelera el pasaje de las secreciones al núcleo absorbente (fibra de carbono y viscosa, celulosa). El carbón activado posee la característica de absorber bacterias. Este efecto de limpieza fomenta el proceso de curación de la herida sin que se produzcan perturbaciones. Una capa protectora impide el pasaje del exudado a la ropa o a las sábanas.

Esterilizado mediante vapor de acuerdo con normativa DIN EN ISO 17665-1.

5. INDICACIONES

Indicado para el tratamiento de heridas malolientes con una exudación de moderada a fuerte como por ejemplo, úlceras de las piernas, úlceras de decúbito, fístulas anales y heridas superficiales infectadas.

6. CONTRAINDICACIONES

No procede.

FABRICANTE

FARMABAN