

Ficha Técnica

| Código | Nombre | Lote Venta | Cód. Barras |
|---------------|---|-------------------|--------------------|
| | | Marca CE | Unid/Caja |
| 135130 | LMA FISTRACH SU TAM 3 | 10 | 5060112310522 |
| | Mascarilla laríngea para intubación difícil LMA FISTRACH fabricada en PVC. Indicada para la obtención y el mantenimiento del control de la vía aérea difícil prevista o imprevista. Inserción rápida y sencilla para asegurar la ventilación. Puede ser utilizada a ciegas o con visión fibroscópica. Permite la intubación sin necesidad de utilizar laringoscopio, evitando la distorsión tisular. Puede ser insertada en posición neutral. Recomendada por la ASA en el algoritmo de vía aérea difícil. Para utilizar con un tubo endotraqueal específico que incrementa el ratio de intubación satisfactoria (punta suave, reforzado y con conector universal extraíble). Forma rígida con tubo curvado que permite el paso de tubos endotraqueales con balón de hasta 8mm de D.I. Posee un mango para facilitar la colocación, extracción y ajustes del dispositivo. Consta de una barra de elevación epiglótica en la apertura de la mascarilla que eleva la epiglotis permitiendo el paso del tubo endotraqueal, balón, balón piloto, tubo con mango y conector de 15mm. Tamaño 3. Indicada para niños de 30 a 50kg. Volumen máximo de llenado del balón: 20ml. La presión máxima recomendada del balón es de 60cmH2O. De un solo uso. Estéril. Sin látex. Presentación en cajas de 10 unidades. | 2797 | 15060112310529 |
| | (Sin Látex / Con Dehp) | | |

