

PERIFIX® 401

Anestesia Epidural

Equipo de anestesia epidural y analgesia postoperatoria compuesto por:

- **Aguja Perican® Tuohy**

Aguja para anestesia epidural de 18 G x 80 mm. con bisel tipo Tuohy. Marcas cada cm. para un mejor control de la profundidad en la introducción.

- **Catéter Perifix®**

Catéter de 0,85 x 0,45, 20 G para anestesia epidural continua fabricado en poliamida pura. Extremo distal cerrado y 3 orificios laterales. Su longitud es de aproximadamente 100 cm. con marcas entre 0 y 20,5 cm para un perfecto control de la posición. Es transparente, con una línea radiopaca integrada en la pared del catéter. Libre de plastificantes. Flexible y resistente a acodaduras. Máxima resistencia a la tracción. Le acompaña una guía introductora que proporciona una fácil introducción y posterior deslizamiento del mismo.

- **Etiqueta identificativa**

Etiqueta adhesiva de color amarillo identificativa de la ubicación del catéter que garantiza la infusión del fármaco de forma segura evitando posibles errores.

- **Conector de Catéter Perifix®**

Conector de catéter con un diseño ergonómico que proporciona una manipulación rápida, sencilla y sin complicaciones, a la vez que un eficaz y perfecto ajuste.

La tunelización del catéter garantiza su correcta ubicación, evitando la posibilidad de oclusión y estrangulamiento. Su mecanismo de cierre ajusta perfectamente el catéter de forma totalmente segura, proporcionando resistencia a la tensión.

Por su diseño el conector de catéter se adapta perfectamente al filtro, lo que garantiza la estanqueidad y forma un conjunto compacto y ergonómico. Conexión luer-lock.

- **Jeringa Perifix® LOR (Loss-of-resistance)**

Jeringa sin látex de 10 ml y tres cuerpos para anestesia regional. Excelente sensibilidad para la detección del espacio epidural mediante la técnica de "pérdida de resistencia". Tiene marcas de graduación elípticas hasta 8 ml en el cuerpo para diferenciarla de cualquier otro tipo de jeringa. Conexión luer.

- **Filtro Perifix® 0,2 µm**

Filtro plano con poros para filtrado de 0,2 micras. La capacidad de llenado es de 0,45 ml y la presión de llenado tiene una resistencia de hasta 7 bar.

Pequeño, redondeado y ergonómico para evitar lesiones en la piel. Estas características lo hacen confortable para el paciente. Es apto para usar tanto en adultos como en pediatría. Es de color amarillo para distinguirlo de otros filtros y evitar inyecciones accidentales. Tiene un orificio en la parte posterior para su sujeción con un sistema exclusivo de fijación del filtro Perifix®.

Método de esterilización: EO

Caducidad: 5 años

Envase unitario estéril

Unidad de venta: c/20

Producto exento de látex

Perifix® 401 Código BBM: 4514017

