

# 3M Tegaderm™ Film

**Referencias:  
1622W/1623W/1624W/1626W/  
1627/1628/1629**



## DESCRIPCION COMERCIAL

**Apósito transparente.**

## INDICACIONES

Prevención de úlceras por presión.

Curación húmeda de heridas.

Protección de puntos de punción y sujeción de catéteres para terapia intravenosa:

La visualización del punto de punción evita cambios inútiles y manipulaciones de la vía de terapia intravenosa que sólo aportan riesgo de contaminar la punción además de generar unos costes económicos innecesarios.

Los sistemas 3M™ Tegaderm™ Film se adaptan a los criterios y las recomendaciones que la CDC hace sobre los apósitos que deben utilizarse para el correcto cuidado y mantenimiento de catéteres de terapia intravenosa. Protección de puntos de punción y sujeción de catéteres para terapia intravenosa.

## Hoja de Información Técnica del Producto

Referencias :	Indicación
1622W 	Vías pediátricas
1623W 	Vías periféricas
1624W 	Vías periféricas, prevención de úlceras por presión y curación húmeda de heridas
1626W 	Vías periféricas, centrales y PICCs, prevención de úlceras por presión y curación húmeda de heridas
1627 	Vías centrales, PICCs, prevención de úlceras por presión y curación húmeda de heridas
1628 	Vías centrales, PICCs, prevención de úlceras por presión y curación húmeda de heridas
1629 	Prevención de úlceras por presión y curación húmeda de heridas

### COMPOSICION DEL MATERIAL Y DEL EMPAQUETADO

Apósito transparente estéril compuesto por:

1. Soporte de poliuretano transparente
2. Revestido por un adhesivo acrílico químicamente inerte, protegido por un papel soporte.
3. La referencias 1623W, 1624W y 1626W cuentan con una tira de esparadrapo de papel para anotar la fecha de colocación del apósito
4. La referencia 1623W dispone de una muesca para una mejor adaptación al catéter.

No contiene látex.

**Empaquetado:** Se presenta en sobres individuales que aseguran su esterilidad, con identificación del producto, tamaño del apósito y fecha de caducidad.

Caja y Embalaje de Cartón reciclable 100%

**REFERENCIAS**

Nombre producto	Ref.3M	Ancho cm	Longitud cm
Tegaderm	1622W	4,4	4,4
Tegaderm	1623W	6	7
Tegaderm	1624W	6	7
Tegaderm	1626W	10	12
Tegaderm	1627	10	25
Tegaderm	1628	15	20
Tegaderm	1629	20	30

**VENTAJAS - BENEFICIOS**

Semipermeable (impermeable al agua y a los microorganismos, transpirable al aire, vapor de agua y gases en general).

Hipoalergénico.

Fácilmente adaptable.

Fácil de manipular incluso con guantes.

Resistente.

Elásticos.

Se aplica mediante un marco de colocación desechable que evita la aplicación con tensión, la formación de arrugas y el contacto de las manos del clínico con el apósito.

Además permite ver por el centro para una aplicación más precisa.

Cuenta con esquinas redondeadas que mejoran la adaptación en zonas anatómicamente difíciles y que impiden que el apósito se despegue del paciente fácilmente.

Fácil de manipular con guantes.

Es transparente a los rayos X.

No deja residuos.

**ESPECIFICACIONES**

Adhesión a la piel:

0 horas: 0,7 g / cm

24 horas: 1 g / cm

Índice de transmisión del vapor húmedo:

650 – 700 g / m<sup>2</sup> / 24 horas

**ENVASADO**

Etiqueta del envase indica: Código de Artículo, Referencia Comercial, Descripción multi-idioma, EAN, Lote, Caducidad, Marca CE con Código de Fabricante, Marca de No Reutilización, Esterilidad.

**ESTERILIZACIÓN**

Por irradiación.

**ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD**

Almacenar a temperatura ambiente.

Evitar calor y humedad excesivos.

La fecha de caducidad figura registrada en la caja y es de 5 años a partir de la fabricación del apósito.

### CUMPLIMIENTO CON NORMATIVAS

Marcado CE de acuerdo con Directiva Europea 93/42 de Productos sanitarios.

Ref.	
Fabricante	3M.
Código de Marca CE de Fabricante	CExXX
CIF Fabricante	GEXXXXXXXXXX
Distribuidor	3M España, S.A.
CIF Distribuidor	A28078020

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

#### 1622W

Tipo Unidad	EAN	Uds Contenidas	Cantidad Mínima de Pedido
Unidad de Consumo	00707387509477	1	400 Unidades
Bolsa	30707387509478	1	400 Bolsas
Caja	40707387509475	100	4 cajas
Embalaje	50707387509472	400	1 Embalaje

#### 1623W

Tipo Unidad	EAN	Uds Contenidas	Cantidad Mínima de Pedido
Unidad de Consumo	00707387094874	1	400 Unidades
Bolsa	30707387094875	1	400 Bolsas
Caja	40707387094872	100	4 cajas
Embalaje	50707387094879	400	1 Embalaje

#### 1624W

Tipo Unidad	EAN	Uds Contenidas	Cantidad Mínima de Pedido
Unidad de Consumo	00707387509484	1	400 Unidades
Bolsa	30707387509485	1	400 Bolsas
Caja	40707387509482	100	4 cajas
Embalaje	50707387509489	400	1 Embalaje

#### 1626W

Tipo Unidad	EAN	Uds Contenidas	Cantidad Mínima de Pedido
Unidad de Consumo	00707387509507	1	200 Unidades
Bolsa	30707387509508	1	200 Bolsas
Caja	40707387509505	50	4 cajas
Embalaje	50707387509502	200	1 Embalaje

**1627**

Tipo Unidad	EAN	Uds Contenidas	Cantidad Mínima de Pedido
Unidad de Consumo	00707387128609	1	80 Unidades
Bolsa	30707387128600	1	80 Bolsas
Caja	40707387128607	20	4 cajas
Embalaje	50707387128604	80	1 Embalaje

**1628**

Tipo Unidad	EAN	Uds Contenidas	Cantidad Mínima de Pedido
Unidad de Consumo	00707387128616	1	80 Unidades
Bolsa	30707387128617	1	80 Bolsas
Caja	40707387128614	10	8 cajas
Embalaje	50707387128611	80	1 Embalaje

**1629**

Tipo Unidad	EAN	Uds Contenidas	Cantidad Mínima de Pedido
Unidad de Consumo	00707387128623	1	80 Unidades
Bolsa	30707387128624	1	80 Bolsas
Caja	40707387128621	10	8 cajas
Embalaje	50707387128628	80	1 Embalaje

**3M Health Care****Dpto. Productos Médicos**

3M España, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

28027 Madrid

Para información sobre productos

**3M****900 21 05 84*****iLlamada gratuita!***