

# ROSIDAL soft

## Venda de espuma



### DESCRIPCIÓN

**Clasificación (RD1591/2009):** Clase I

#### 1. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

La unidad de ROSIDAL soft está constituida por:

- ⌘ Poliuretano 100%.
- ⌘ Grapas de fijación de aluminio unidas mediante goma elástica libre de látex.

#### 2. ENVASADO

2.1 Envase unitario

- ⌘ Estuche de celulosa.

2.2 Envase presentación o de venta

- ⌘ Caja de celulosa.

#### 3. DESCRIPCIÓN

ROSIDAL soft es una venda de espuma blanca, elástica y ligeramente microporosa.

#### 4. PROPIEDADES

Las vendas ROSIDAL soft son permeables al aire y al vapor de agua. El material es extremadamente estable y posee una elevada elasticidad y muy buena resistencia a la abrasión y a la propagación del desgarro.

La venda es ideal para el almohadillado de miembros bajo vendajes de compresión en linfología y flebología. El acolchado distribuye equitativamente la compresión ejercida en un miembro mediante una venda de tracción corta ROSIDAL K, haciendo así que la terapia sea segura al evitar estrangulamientos.

Se evita el deslizamiento de la venda puesto que los poros abiertos de la venda se enlazan mutuamente.

ROSIDAL soft puede lavarse hasta 95°C aunque se recomiendan temperaturas de entre 40 y 60°C.

La venda ROSIDAL soft puede esterilizarse mediante vapor o óxido de etileno de acuerdo con las normativas EN 554 y EN550 respectivamente.

#### **5. INDICACIONES**

ROSIDAL soft está indicada para el almohadillado de miembros bajo vendajes de compresión en linfología y flebología. También está indicada para su uso debajo de moldes ortopédicos así como para el recubrimiento de apósitos, cánulas o tabillas.

#### **6. CONTRAINDICACIONES**

No procede.

#### **7. PRECAUCIONES**

Aplicar sobre piel sana e intacta.

#### **8. CADUCIDAD**

5 años almacenado en lugar fresco (<25 °C) y seco en su envase original.

### **FABRICANTE**

Lohmann & Rauscher  
International GmbH & Co. KG