

Desinfectante Rely+On Perasafe.



DESCRIPCION

- Rely+On™ Perasafe™ es un esterilizante en frío para endoscopios e instrumental médico y quirúrgico
- **Consigue la esterilización en tan solo 10 minutos.**

CARACTERISTICAS

- Sistema en polvo seguro para el transporte y almacenamiento Se activa al disolverlo en agua formando iones peracetato a pH8
- Agente activo: iones peracetato, equivalente a una concentración del 0,26% de ácido peracético
- Eficacia probada frente a esporas, virus, bacterias (incluyendo micobacterias) y hongos
- **Rendimiento: 16,2 g de producto se obtienen 1 litros de solución esterilizante.**
- Las soluciones Rely+On™ Perasafe™ pueden ser utilizadas durante al menos 24 horas después de su preparación.

- Las soluciones pueden ser vertidas con seguridad en los canales de desagües habituales.

ESTUDIOS DE EFICACIA REALIZADOS

Bacterias

*Escherichia coli Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium terrae
Mycobacterium avium Staphylococcus aureus Salmonella typhimurium
Pseudomonas aeruginosa Campylobacter jejuni Klebsiella aerogenes
Enterococcus faecium*

Esporas

Bacillus subtilis var niger

Hongos

Aspergillus niger (esporas) Candida albicans

Virus

HIV Hepatitis B Hepatitis C Adenovirus