

Pijama BARRIER®

Básico

De un solo-uso, ofrece un frescor nuevo cada día



- Tejido sin tejer cómodo y suave para la piel
- El tratamiento antiestático aporta un confort adicional
- Prácticos bolsillos
- Cintura ajustable
- Diseño Unisex

• Descripción

Pijama quirúrgico básico de un solo uso

• Características



- Cuello redondo
- Bolsillo en el pecho



- Dos grandes y ergonómicos bolsillos laterales a la altura de la cintura



- Compartimento para bolígrafo y tijeras en el bolsillo

• Indicaciones de uso

Los pijamas Barrier® se utilizan como ropa de trabajo. Crean una barrera que protege al paciente frente a bacterias del personal asistencial.

• Composición

Material principal: tejido sin tejer SMS (Spunbond Meltblown Spunbond) de polipropileno 35 g/m²


Costuras: Poliéster y poliamida (nailon)

• Referencias y embalaje

Nº Ref.	Color	Descripción	Talla	Uds. TRP
832009	Púrpura	Camisa y pantalón	XS	50
832109	Púrpura	Camisa y pantalón	S	45
832209	Púrpura	Camisa y pantalón	M	45
832309	Púrpura	Camisa y pantalón	L	45
832409	Púrpura	Camisa y pantalón	XL	45
832509	Púrpura	Camisa y pantalón	XXL	35
836009	Azul	Camisa y pantalón	XS	50
836109	Azul	Camisa y pantalón	S	45
836209	Azul	Camisa y pantalón	M	45
836309	Azul	Camisa y pantalón	L	45
836409	Azul	Camisa y pantalón	XL	45
836509	Azul	Camisa y pantalón	XXL	35

Embalaje: Sistema de embalaje doble. La camisa y el pantalón se presentan envasados conjuntamente en una bolsa transparente con etiqueta identificativa de la talla. La segunda capa de embalaje es una caja de transporte de cartón que reduce el riesgo de contaminación y daños durante el transporte y el almacenamiento.

- **Tallaje y medidas**



- **Estéril**

No

- **Color**

Azul y Púrpura

- **País de origen**

Camboya

- **Clasificación MDD**

Clase I No-Estéril

- **Marcado CE**

Para productos no estériles no existe un organismo notificador certificado

- **Certificaciones y Normativas**

EN 1041, EN 62366, EN ISO 9001, EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 15223-1, ISO 15223-2, EN ISO 10993-10, ISO 14001

- **Instrucciones de almacenamiento**

Mölnlycke recomienda almacenar sus productos en condiciones de almacenamiento normales (de 8° a 40°C, 30-70% Humedad). Todas las capas de empaquetado deben mantenerse intactas hasta que se necesite acceder a las capas más profundas. Los productos protegidos sólo por la barrera estéril deberían mantenerse bajo condiciones en las que predomine un valor bajo de contaminación del aire por partículas, de forma que no constituya un riesgo para el paciente cuando se abra el paquete y se utilice el producto.

- **Instrucciones de eliminación de Residuos**

Los productos Mölnlycke en su mayoría están clasificados como residuos no biopeligrosos.

Al contener grandes cantidades de energía son adecuados para la incineración. No contienen sustancias biopeligrosas que puedan emitir lixiviados de los productos cuando son soterrados. Las cajas para su transporte son reciclables. El nuevo sistema de embalaje cumple con la Directiva sobre Embalaje de Residuos de la Unión Europea.

- **Impacto Medioambiental**

Desde hace mucho tiempo en Mölnlycke tenemos el compromiso de hacer que nuestras actividades tengan el menor impacto posible en el medio ambiente, sin comprometer la eficiencia y la fiabilidad de nuestros productos y servicios. Una práctica medioambiental responsable es una prioridad es nuestra producción y en todos nuestros emplazamientos alrededor del mundo.

- **Caducidad**

5 años