




## 63623 Campo Fenestrado 50x60cm Primary, ab.8x6cm adesiva



- Indicações de uso**

Os panos cirúrgicos, quando estão esterilizados, estão indicados para minimizar o risco de infecção por microrganismos e o controlo da infecção pós-cirúrgica

- Referências e embalagem**

Nº Ref.	Descrição	Uds. Disp.	Uds. TRP
63623	Campo Fenestrado 50x60cm ab.8x6cm adesiva, 2 camadas: absorvente e impermeável	90	180

**Embalagem:**

Embalagem primário: Papel estéril destacável / barreira plástica. Uma vez aberto, não pode ser fechado novamente.

Embalagem secundária: Caixa dispensadora de papelão ondulado contendo 90 unidades

Embalagem terciária: Caixa de transporte de papelão ondulado contendo 180 unidades

Palete: contém 3.600 unidades

- **País de origem**

China

Zhende Medical Co. Ltd é o fabricante de Primary

- **Método de Esterilização**

Óxido de Etileno

- **Látex**

Não

- **Classificação MDD**

Classe I Estéril

- **Marca CE**

G2S 109384 0004

- **Certificados e Normativas**

EN 556-1, EN 13795 Alto rendimento, EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-7, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2, EN ISO 10993-10, ISO 11135

- **Instruções de armazenamento**

A Mölnlycke Health Care recomenda armazenar os produtos em condições de armazenamento normais (de 8° a 40°C, 30-70% Humidade). Todas as capas da embalagem devem manter-se intactas até que seja necessário aceder às capas mais profundas. Os produtos protegidos apenas por barreira estéril devem ser mantidos sob baixo nível de contaminação do ar por partículas, para não colocar em risco o paciente quando a embalagem for aberta e utilizada.

- **Instruções de eliminação de resíduos**

Os produtos e as embalagens estéreis devem ser classificados, na maioria dos casos, como lixo não perigoso. Contém níveis alto de energia e são adequados para incineração. Os produtos Mölnlycke não contém substâncias perigosas que possam verter para o solo. As caixas de transporte são recicláveis, de acordo com a diretiva da União Europeia de descarte de embalagens.

- **Prazo de Validade**

5 anos

- **Impacto Ambiental**

Há muito tempo na Mölnlycke Health Care temos o compromisso de fazer com que as nossas atividades tenham o menor impacto possível no meio ambiente, sem comprometer a eficiência e a fiabilidade dos nossos produtos e serviços. Uma prática ambiental responsável é uma prioridade da nossa produção e em todas as nossas instalações em todo o mundo.